

手のひらから足裏まで  
エアーともみ玉 [メカ] が  
やさしく、しっかりとマッサージ。



サイバーリラックス

## CYBER-RELAX

マッサージチェア SKS-1200 (N)

心地よさを追求する、フジ医療器ならではの独自マッサージ機能

### 独自機能

#### ソリューションマッサージ

全身へのなめらかなエアーとメカ(もみ玉)による複合的なマッサージを実現。時にはやさしく、時には強く、エアーともみ玉による心地よい総合的マッサージがお楽しみいただけます。



### 独自機能

#### 全身エアーマッサージ

大容量・高出力のコンプレッサーを採用。全身へのなめらかなエアーマッサージを実現しました。腕・背中・腰・臀部・太もも・ふくらはぎ、そして脚裏までマッサージ。さらに、腰と脚、背中と脚など効果的な2ヶ所同時マッサージも可能です。

# 多彩な機能が全身のコリや疲れを癒します

## 多彩なもみ技、458種類のマッサージ

いつでも、誰でもベストフィットマッサージ!

基本性能にもみ玉の前後の動きを加えた3Dモード、ローリングを組み合わせて、458種類の多彩なマッサージが可能です。

メカ……… 基本50種類  
エアー……… 基本8種類 合計458種類  
メカ×エアー……… 400種類



## 3Dポイントナビシステム

いつでも、誰でもベストフィットマッサージ!

一人ひとりに適したマッサージを行うため、日々、朝昼夜、体調や習慣によってデリケートに変化する身体のラインをマッサージするごとに検知します。



### 手にも足にもやさしい機能

#### エアーアームマッサージ

仕事に家事にレジャーにと休むことなく働く手と腕を肘から指先までじっくりとほぐします。

#### ふくらはぎマッサージ

たまがちな下半身の血液を心臓に戻す脚の大切な役割である、ミルキング作用を高めます。

#### 足裏マッサージ

多くのマッサージポイントの集中する足裏を刺激。足をもみほぐし、血行を促進させます。



#### フットストレッチ

膝関節をやさしく伸ばす感覚でマッサージし、むくみがちな脚の血行を促進させます。



### 見やすく、使いやすい 3.4インチ大型液晶画面リモコン。

操作性にすぐれた十字キーの採用で、ストレスのないスマートな操作性を実現しました。

明るく見やすい3.4インチの大型液晶画面で、次の操作をやさしく誘導するガイド機能を搭載。

### その他の主な機能

- 座面エアーマッサージ
- 11コースの自動コースを設定
- スキップ・リピート機能
- 3Dモードマッサージ機能
- 脚同時機能
- リズミカルな動き、パルスモード ほか



サイバーリラックス

**CYBER-RELAX**

マッサージチェア SKS-1200(N)

メーカー希望小売価格：オープン価格 JANコード:4951704166447

仕様

●本体寸法(約)：オットマン収納状態／幅78×奥行121×高さ118(cm)・リクライニング時オットマン最上部／幅78×奥行194×高さ77(cm)・本体折りたたみ状態／幅78×奥行113×高さ75(cm) ●リクライニング角度:120~170度 ●質量(約):73kg ●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:110W ●定格時間:30分 ●医療用具許可番号:27BZ0878 (管理医療機器)

### 効能・効果 あんま・マッサージの代用

- 疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩和



■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ■次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例)血栓症、重度の動脈りゅう、急性静脈りゅう各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など ■次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。●悪性腫瘍のある人●妊娠初期の不安定期または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知的障害のある人●体温38℃以上(有熱期)の人(急性炎症症状、けん怠感、悪感、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき)●施療部位に創傷のある人●急性疾患(疼痛性)のある人●骨粗しょう症の人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●知覚障害の人●心臓に障害のある人●ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人●背骨に異常のある人や曲がっている人●脊椎骨折の人●貧血症の人●かかれて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する人●安静を必要とする人●医師の治療を受けている人●上記以外に特に身体に異常を感じている人

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。  
この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー  
株式会社 フジ医療器

〒556-0005 本社:大阪市浪速区日本橋5丁目5番21号

(信頼のネットワーク) 札幌・仙台・青森・秋田・盛岡・福島・高崎・栃木・長野・新潟・土浦・東京・埼玉・神奈川・名古屋・静岡・金沢・大阪・神戸・京都・広島・岡山・岡山・松江・鳥取・山口・高松・松山・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

\*デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
\*印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
\*本リーフレットの記載内容は、平成18年10月現在のものです。

●お求めは…