

FUJIIRYOKI

選ばれし方に贈る、格別な喜び。

Solution Premium

マッサージチェア VP-3000



電動リクライニング

背もたれを約120～170度までリクライニングできます。

オプション

お飲み物や新聞などをお手元に置くことができます。
※左右どちらでも設置可能です。

サイドテーブル

SKS-TS5 JANコード:4951704596084
メーカー希望小売価格:8,000円(税抜)
※税抜価格です。

マッサージチェア VP-3000

メーカー希望小売価格：800,000円(税抜) ※税抜価格です。

仕様

- 本体寸法(約): (リクライニングしていない時)幅820×奥行1,280×高さ1,260mm (リクライニングしている時)幅820×奥行2,050×高さ790mm
- 組立前最小幅(約):630mm
- リクライニング角度(約):120～170度
- 本体質量(約):87kg ●使用電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:165W(ヒーター55W) ●定格時間:30分
- 医療機器認証番号:224AABZX00049A01 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)
- JANコード:4951704167772

メカオプション

もみ玉メカの速さや幅・部位を細かく調節できます。

エアージェット

エアージェット動作時の様々なオプション動作を設定できます。

効果・効果

あんま・マッサージの代用 ●疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

見やすさ・使いやすさを追求した新リモコン

フルカラー液晶リモコン

カンタン 見やすい 使いやすい

自動コースボタン

18種類の自動コースをダイレクトに選択

全身コース 5種類	多彩なマッサージで全身をケア	ストレッチコース 3種類	身体を伸ばしてリフレッシュ
首・肩コース 4種類	疲れのたまる首・肩をしっかり	お尻・お尻コース 1種類	さすようなやさしいマッサージ
腰コース 4種類	腰を集中的にほぐしたい人に	メモリー 1種類	お好みのマッサージコースを登録

手動選択ボタン

手動コースでお好みに合ったマッサージを自由に設定

メカやエアージェットによる各種のもみ技や、マッサージの強弱・オプション等を設定できます。

メカ選択	メカマッサージ	エアージェット	エアージェット
お好みのもみ技を28タイプから選択できます。	お好みのもみ技を28タイプから選択できます。	エアージェット動作部位のON/OFFを選択できます。	エアージェット動作時の様々なオプション動作を設定できます。

もみ玉強さ調節
エアージェット強さ調節
ヒーターボタン
収納ボタン

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。

- 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安胎を必要とする人●体温 38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(傷)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき)●骨粗しょう(癩)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[と(疼痛性)]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

安全に関するご注意

お客様相談窓口のご案内

0120-027-612 受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 06-4793-0818 E-mail <http://www.fujiiryoki.co.jp/>

FAX・E-mailでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

製品の情報や、楽しいコラムなどが盛りだくさん!!

フジ医療器ホームページ
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!!

フジ医療器モール
<http://www.fuji-mall.com/>

フジ医療器商品が当たる!
プレゼントキャンペーン毎月実施中!

ご応募は **フジ医療器HPから!**
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

QRコード
ケータイから
カンタンアクセス

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容を正確に読み、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。リモコンスタンドは左右どちらでも設置可能です。

●お求めは...

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
7540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●本カタログの記載内容は、平成26年4月現在のものであります。

日本製 14.04.3S.AP.AB.B [注文No.1125]

マッサージチェアは、最高峰のその先へ。

最先端技術の粋を集めた革新のくつろぎ性能。

オーナーの気分を高める、黒色牛革シートとパンチングレザーの美しき調和。

技術とデザイン、二つの最高峰がマッサージチェアを更なる次元へ押し上げた。

それは選ばれし方に贈る、格別な歓び。

SolutionPremium

マッサージチェア VP-3000



新メカ 極メカ4D

それぞれのマッサージスピードを巧みに制御。なめらかで緩急のあるマッサージを実現。



マッサージに緩急を取り入れた、プロ技のような絶妙な力加減

3D(上下、左右、前後)の動き全てに動作時間のコントロールを実現することで、まるで「ひとの手」に揉まれているような、深く味わいのあるマッサージを可能にしました。

業界最多 28タイプの多彩なもみ技 ※2012年3月現在

「首」「肩」「腰」それぞれの部位に合わせた28タイプのもみ技が選べます。

新もみ技

- 肩甲骨ライン (マッサージ位置特出)
- 肩上げ押し (マッサージ位置特出)
- 横もみ

業界最多 最大12段階の強弱調節 ※2012年3月現在

じっくり深いもみ心地から、ソフトなもみ心地まで、幅広い強弱調節が可能です。

独自機能

独自機能 3DポイントナビシステムTM

身体の複雑な背筋ラインを自動的に検知し、一人ひとりに適したマッサージを行います。

さらに進化した

エアーマジック

全身ストレッチマッサージ

ひねりマッサージ

大容量・高出力のエアータグが肩から足裏までをしっかりと包み込んでエアーマッサージ

NEW 肩療マッサージ

体形を問わず、二の腕から肩甲骨まで広範囲にマッサージを行います。

NEW 腕部マッサージ

新形状を採用し、両側面からしっかりと挟み込んで、腕のマッサージを行います。

NEW 脚部3段式オットマン

ふくらはぎ・足首・足裏にいたるまで、ひざ下全体のマッサージポイントをカバー

独自機能 アンクルスライド機構

3段に分かれた脚部マッサージャーの2段階目を電動でスライドさせることで、お好みの部位に合わせて自由にマッサージができます。

- 電動スライド*スプリングスライドで最大180mm調整可能
- スプリングスライド 最大75mm
- 電動スライド 最大105mm

ヒーターパッド

遠赤線内蔵のヒーターパッドで、身体を温めながらマッサージができます。 ※画像はイメージです。

特別仕様 上質牛革仕様

厳選された牛革を贅沢に使用。美しさと心地よさを実現しました。 ※一部PVCレザーを使用しています。