


身体のバランスをとる腰まわりや脚など、体幹に関連する筋肉を伸ばしながら音波振動でほぐすケアメニューです。

腰・脚部メニュー①

モード: ふくらはぎ・足




上半身を正面に向け、足は肩幅に開きつま先を右側に向ける。次に全身を正面に向け、左足を後ろ方向に曲げ手で抱える。反対側も同様に。

腰・脚部メニュー②

モード: 太もも・お尻

40秒

20秒



フラフープをしているように骨盤を時計回り・反時計回りに回します。上半身を正面に向け、足は肩幅に開きつま先を右側に向ける。反対側も同様に。

脚部メニュー③

モード: 太もも・お尻

バーを持ちながら、真横に立ち片足を上げ、外側へ回すように動かす。

ワンポイントアドバイス

脚は無理をしないよう出来るだけ高く上げる。股関節の可動域や筋肉、坐骨周りにアプローチします。



脚部メニュー④

モード: 太もも・お尻

40秒

10回程度

10回程度



「O脚」かかとを合わせて真っすぐ立ち、つま先を約60度を開く。そのまま腰を落としながら膝を曲げる。次に膝を外側に開き、閉じながら直立姿勢に戻る。
「X脚」腰を落としながら膝を外側へ開く。開いた膝を閉じて直立姿勢に戻る。


脚部メニュー⑤

モード: 太もも・お尻

脚をクロスさせる。クロスしている後ろ足の太もも外側の筋肉を伸ばす。伸ばしている筋肉は骨盤の付け根から太もも前・外側の筋肉にアプローチします。

ワンポイントアドバイス

ハムストリングス・大腿四頭筋を伸ばし、股関節周りの筋肉にアプローチしバランスを整えます。



整体理論「A.P.バランス® 整体」とは?

延べ1,300万人*の施術実績を誇る整体×骨盤力・カラダファクトリーの独自技術。肩や腰、背中がつらいなど、カラダの不調でお悩みの方に多く見られるのが、骨格や骨盤が歪んでいるケース。「A.P.バランス®(骨格・骨盤調整)」で、カラダの土台となる骨盤を中心に全身の骨格バランスを整えることで、カラダの不調をケアしていきます。

※2019年2月現在

“あたまの土台”として神経伝達の重要なポイント
首第一頸椎 Atlas アトラス



イララ
頭・目・首がつらい
無気力

“からだの土台”として全身の要となるポイント
骨盤 Pelvis ペルビス



肩・腰・背中のつらさ
姿勢(猫背・ヘビ背)
O脚
むくみ(冷え)
膝がつらいなど

*転倒防止のため、ポーズ・姿勢に不安のある方はバーを持ちながら使用してください。

⚠ ポーズに関するご注意

●ひざを曲げずに直立姿勢で使用すると、頭が強くゆれたり、ひざ関節に負担がかかるおそれがあります。●ポージングの際、重心が偏りますと転倒するおそれがあります。●本体可動部の隙間に手足や足の指を近づけないこと。指をはさむなど思わぬ事故の原因となることがあります。●効果には個人差があります。掲載のポーズはすべての方に効果を保証するものではありません。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●次の人、使用しないでください。身体に異常が起こる人。妊娠中の人は網膜剥離の人。めまいの症状がある人。●次の人、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。●悪性腫瘍のある人。●心臓に障害のある人。●出産直後の人は糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。●皮膚に創傷のある人。●安静を必要とする人。●体温38℃以上(有熱期)の人。●急性炎症症状(けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期。衰弱している時。●骨粗しょう(鰐)症の人。せきつい(脊椎)を骨折している人。捻挫・内臓れなど。●急性(こう(寒)痛性)疾患の人。●背骨(脊椎)に異常のある人。または背骨が左右に曲がっている人。●椎間板ヘルニア症の人。●腱鞘炎の人。

●上記以外に身体に特に異常を感じているとき。●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用せしないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器 0120-027-612

フリーダイヤル

受付: 月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 FAX番号 06-4793-0818

※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて

受付けております。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

●デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●写真・イラストは全てイメージです。
●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●本カタログの記載内容は、2019年7月現在のものです。

音波振動*×ポージング カラダに効果的な使い方 第2弾

使い方ガイド2



整体×骨盤
カラダファクトリー監修
カ・ラ・ダ ファクトリー

フジ医療器の技術と整体師の視点から
新たなボディケアがはじまる

整体×骨盤 KA·RA·DA factory カラダファクトリー

カラダを整える技術

整体×骨盤 カ・ラ・ダ ファクトリー

延べ施術実績1,300万人*以上、海外・国内に300店舗以上を展開。カラダの土台となる骨盤を中心に全身の骨格バランスを整えることでストレスとカラダの悩みをケアしていきます。

カ・ラ・ダ ファクトリーは根本ケアという考え方に基づいたカラダと健康の総合サロンです。

※2019年2月現在

【ポーズ開発者】
整体師/パーソナルトレーナー/ボディデザイナー
大貫 隆博

整体×骨盤サロンカ・ラ・ダ ファクトリー技術総責任者。女性誌で骨盤・姿勢・シェイプ等の目的別ストレッチの指導・監修を行なうなど、女性の美しいボディラインづくりに造詣が深く、ステージ前にトップモデルのプロポーションを整える施術を行うなど幅広く活躍。



※音波領域内(3~60Hz)での振動

音波振動でカラダを整える全身プログラム

整体・骨盤 KA-RAD factory カラダファクトリー



音波振動マシーン

※1 音波領域内(3~60Hz)での振動
健康機器メーカーのフジ医療器が独自開発した音波振動で筋力トレーニングからストレッチやコンディショニングまで幅広く対応できる業務用レベルのダイエットトレーナー コアと、独自開発の「A.P.バランス」整体理論で延べ1,300万人※2の施術実績を誇るカ・ラ・ダ ファクトリーがコラボレーション。カ・ラ・ダ ファクトリーは海外・国内に300店舗以上を展開し、国内外で活躍する多くのアスリートやモデルからも支持されています。今回、現代人の疲れや悩みにこたえるボージングメニューをフジ医療器の技術力とカ・ラ・ダ ファクトリーの整体理論を応用し共同開発いたしました。


※2 2019年2月現在

首・肩


首から肩にかけて硬くなりがちな筋肉を伸ばしながら音波振動でほぐすケアメニューです。

首や肩の硬くなりがちな僧帽筋をほぐす

僧帽筋上部



僧帽筋中部



僧帽筋下部



肩のつらさは首の後ろにある僧帽筋が凝り固まるとその影響で肩甲骨がゆがみ首の動きに違和感や不快感を与え、肩のつらさの原因となる可能性も。

ケアする部位

首、肩、肩甲骨周辺

肩まわりの可動域の向上を目指す
(肩甲骨の後退、拳上、上方回旋)

首・肩メニュー①

モード: 全身 [深層]

60秒




バーをもって軽くひざを曲げて、本体の中央に立った状態を維持する。

首・肩メニュー②

モード: 首

20秒



ひじを肩の高さまで上げ顔の前で両ひじと手首をつける。ひじの高さをキープしたまま腕を外側に胸を張るように動かす。


さらに、ひじを目の高さまで上げ、胸を張るように骨盤付近まで両腕を下げる。

片方のひじを肩の高さまで上げる。走っている感じで腕を左右交互に振る。

首・肩メニュー③

モード: 首

20秒



首を前方へ手で引いて傾ける。同様に後ろにも傾ける。

20秒

左右同様に

40秒

首を左右斜め前方向へ

40秒

首を左右に一周回す

20秒

最後に首をゆっくり1周回す。

さらに左右真横に首を傾ける。

次に右斜め前方向にも倒す。左前方方向へも同様に。

最後に首をゆっくり1周回す。

手動コースの使い方



1 本体の電源ボタンを押して電源を入れる

2 ボタンを押す

3 タイマー・部位を選択
※コース開始後、タイマーを変更することはできません。

4 センシング後 手動コースが始まる
※部位・音波(Hz)・振動(強度)は、動作中でも調節が可能。

モード (各部位)を選んでください。

背中・腰

疲れが溜まりやすい背中、腰まわりや下半身の筋肉を伸ばしながら音波振動でほぐすケアメニューです。

背・腰メニュー①

モード: 太もも・お尻

左右同様に

40秒

運動板の上で横に向きバーを持ちながら上半身を前屈した状態を維持する。




ワンポイントアドバイス

常に前方向に歩行する、立ち座りの日常動作、重心がかかり常に使われているのが大腿四頭筋で、そこが萎縮すると反りがちな腰や腰の痛みの原因になる可能性も。歩行動作、股屈曲に重要な上半身と下半身を連結する腸腰筋の機能も低下しがちに。

背腰メニュー②

モード: 首

前後同様に
20秒



首を前方へ手で引いて傾ける。同様に後ろにも傾ける。

ワンポイントアドバイス

胸鎖乳突筋の緊張が胸腰部の伸展動作を妨げがちに。前後屈のストレッチで腰の可動域を広げることを目指す。

背・腰メニュー③

モード: ふくらはぎ・足

左右同様に

40秒

片足の甲を本体につけ足首を伸ばす。(適度に体重をかける)反対も同様に。



左右同様に

20秒

次に正面を向き、左足を後方向に曲げ手で抱える。反対側も同様に。

左右同様に

20秒

上半身は正面を向き、足は肩幅に開く、腰をねじるように両足のつま先を右側に向ける。

背・腰メニュー④

モード: 胸・腹

前後左右
同様に

40秒

手を頭の上で組み、前後左右にストレッチ。



20秒

膝を伸ばしてお尻を突き出し上半身は背筋を伸ばしながら前方へ伸ばす。

20秒

バーを持ちながら後方へ上体をそらせます。

背・腰メニュー⑤

モード: 太もも・お尻

左右同様に

20秒

右手でバーを持ちながら、右足を上げ、右足の裏を左足の膝より上の部分に押し当てます。左手を上に真っ直ぐ上げ、胸筋と背筋を伸ばすよう意識する。




40秒

フラフープをしているように骨盤を時計回り・反時計回りに回します。

20秒

中腰の体勢になり、手を膝の上に置き肩を内側に入れ伸ばす。



ワンポイントアドバイス
前後左右、あらゆる方向に滑らかに動く脊柱であり、体幹である胸腰部を各方向へストレッチを行う。

※転倒防止のため、ポーズ・姿勢に不安のある方はバーを持ちながら使用してください。



ワンポイントアドバイス
肩を入れてゆっくりのばす。腰を落として股関節周りの筋肉を緩める。

※転倒防止のため、ポーズ・姿勢に不安のある方はバーを持ちながら使用してください。

※転倒防止のため、ポーズ・姿勢に不安のある方はバーを持ちながら使用してください。