

マッサージコース動作中の調節

背の強さを調節したいとき

背 で背強さを 2 段階から選択。

腰の強さを調節したいとき

腰 で腰強さを 5 段階から選択。

エア-強さを調節したいとき



エア- でエア-強さを 2 段階から選択。

- エア-強さは部位ごとに調節できません。

強さのランプ						
強さ	弱 1	2	3	4	強 5	
ランプの点灯	5 段階 (腰)	●	●	●	○	○
	2 段階 (背・エア-)	●	○	○	○	○
		○	-	-	-	○
	○…点灯 ●…消灯					

肩の強さを調節したいとき

強 **弱** で肩強さを 5 段階から選択。



マッサージは約15分で終了します。

マッサージを途中で終了する場合、**終了** を押してください。

- もみ玉が収納位置まで移動し、終了します。

ただちにマッサージを停止する場合、

急停止 を押してください。

- もみ玉は現在の位置を保ったまま停止します。

各ヒーターを「入/切」したいとき

背ヒーター **足裏ヒーター** で動作を選択。

- ボタンを押すごとに「入」→「切」と切り替わります。
- マッサージと同時に使用しない場合、90秒でヒーターが終了します。詳細は取扱説明書をご参照ください。

肩・腕・座エア-を「入/切」したいとき

肩エア- **腕エア-** **座エア-** で動作を選択。

- ボタンを押すごとに「入」→「切」と切り替わります。

脚部マッサージをしたいとき

足先もみ **ふくらはぎ** で動作を選択。

- ボタンを押すごとに「自動」→「遅」→「速」→「切」と切り替わります。

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意



警告

- (1) 使用前には、必ずマッサージ部のカバーやその他の部分が破れていないか確認する。破れがあった場合は、小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼する。また、カバーを外した状態で使用しない。
- (2) 絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理しない。
- (3) アースを確実に取り付ける。アースなしでは使用しない。
- (4) 使い始めは、弱い刺激でマッサージする。
- (5) マッサージをするときは、ピアス・イヤリング・ネックレス・襟巻きなどの装飾品をつけたまま使用しない。
- (6) 頭部に髪飾りなどの硬いものをつけて使用しない。
- (7) 腰・尻・ももをマッサージするときは、衣服(ズボンなど)のポケットに硬いものを入れたまま使用しない。
- (8) 手や腕をマッサージするときは、つけ爪・時計・指輪・プレスレットなどの硬いものを装着したまま使用しない。
- (9) 次の人は使用しない。
医師からマッサージを禁じられている人
(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- (10) 医師の治療を受けている人や心臓などに障害のある人、または身体に異常を感じているときは、必ず医師と相談のうえ、使用する。(詳しくは取扱説明書を参照)
- (11) お子様やご自分で意思表示できない人には使用させない。また、幼児を近づけない。
- (12) お子様を椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせない。
- (13) リクライニングするときは、必ず周囲(本体の後部、前部、側部、下部など)に人やペット、物がないことを確認する。
- (14) ヒーターは長時間使用しない。また、同一箇所に長時間触れるような使い方をしない。
- (15) 使用にあたっては、取扱説明書をお読みください。