

CYBER-RELAX マッサージチェア

AS-790

心地よさを追求した
全身贅沢
マッサージ

トリプルメカ搭載で、さらに心地良く全身ケア

肩・背中・腰 つかんで、もむ

4つ玉つかみ
ほぐしメカ

4つ玉メカで肩をしっかりつかんでもみます。360度回転もみ玉で滑らかなもみ味を。



お尻・もも裏 ひろく、ほぐしのぼす

座面ほぐしメカ

座面の8つ玉メカがお尻やもも裏の大きな筋肉を広範囲にほぐしのぼします。



ふくらはぎ・足先 くまなく、ほぐす

独自
機構脚つかみ
ほぐしメカ

独自開発のもみ板を用いた専用メカとローラーで疲れが溜まりやすい脚全体をパワフルにほぐします。




トリプルメカ × エアで全身贅沢マッサージ



肩 背中 腰 つかむ、もむ、ほぐす、たたく。 こだわりのもみ心地。

point 1 4つ玉つかみほぐしメカ

部位に合わせて変化する4つのもみ玉が多彩なもみ心地を実現
独自開発の360度回転もみ玉と背すじに沿ったS字フィットフレームにより、滑らかなもみ心地を実現。



- 各部位を重点的にケアする
5つの専用技
- 肩つかみ
 - 肩たたき
 - 肩甲骨ほぐし
 - 腰ハード
 - 坐骨ほぐし
 - 腰面ほぐしメカ

つかみほぐし&ローラー刺激。脚全体をパワフルにほぐす。

point 3 脚つかみほぐしメカ


溜まりがちな脚の疲れを集中的にマッサージ。
ふくらはぎと足は独自開発の「もみ板」を用いたメカでつかみほぐし、同時に足裏は回転ローラーでパワフルに刺激します。



お尻～もも裏までの筋肉を広範囲にもみほぐす。

point 2 座面ほぐしメカ

お尻からもも裏まで広範囲にほぐす
8つ玉のもみメカ「座面ほぐしメカ」
腰を両側からエアバッグで押えながら、8つのもみメカが波を打つようにお尻から太もも裏を広範囲にほぐします。



肩 腕 腰横 やさしく包むようにエアの力でマッサージ。

エアバッグで心地よくマッサージ

肩・腕・腰横など面で圧迫を加えたい部位では、エアバッグによるマッサージを採用。



- 適切なポイントでマッサージ
- 肩位置自動検出&プログラムフィードバック
 - 冷えやすい部位をじんわり温める
独自機能 温浴背ヒーター 足裏ヒーター

仕様

サイバーリラックス マッサージチェア AS-790

メーカー希望小売価格：オープン価格

【商品仕様】


- 本体寸法(約): (脚部収納時)幅71×奥行132×高さ108cm (肩・脚部最大使用、リクライニング時)幅85×奥行202×高さ83cm
- リクライニング角度(約):118~156度
- 質量(約):69kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:190W(ヒーターのみ40W)
- 定格時間:20分
- 医療機器認証番号:229ABBZX00062000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK) レッド×ブラウン(RB) キャンメル(CA)
JANコード:4951704170147 4951704170154 4951704170161

※キャンメルは限定色(受注生産)です。
納期が数ヶ月かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳しくは、販売店にお問い合わせください。

寸法



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(傷)急感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じるときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

●お求めは...

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本ページの記載内容は、2019年12月現在のものです。