

力強く、粘りのあるもみ心地で、
全身贅沢マッサージ。

CYBER-RELAX

サイバーリラックス



詳しくは製品サイトへ

2つのほぐしメカでじっくり丁寧にマッサージ


負荷のかかり具合によって形状が変化する 4つ玉ほぐしメカ

体に触れたときはソフトにあたり、負荷のかかり具合によってもみ玉の形状が変化し、体に触れる面積が広がることで力強く、粘りのあるマッサージを可能にしました。



ふくらはぎと足裏を徹底的にもみほぐす 脚もみほぐしメカ

ふくらはぎマッサージはもみ板でつかむと同時に、ふくらはぎ裏の回転ローラーでマッサージします。足先はもみ板で足の甲をつかみ、足裏回転ローラーでマッサージします。




力強く、粘りのあるもみ心地で、丁寧に全身マッサージ

MECHANICAL MASSAGE

滑らかで、力強く、粘りのあるもみ心地を実現「4つ玉ほぐしメカ」搭載

身体の凹凸に合わせてもみ玉が縦横に回転する「360度回転もみ玉」と、背すじの曲線に沿うような「S字フィットフレーム」で滑らかなもみ心地を体感できます。



5種類の部位専用技

- 首ほぐし
- 肩ハード
- 肩甲骨
- 腰ハード
- 尻ほぐし

適切なポイントでマッサージ

肩位置自動検出 & プログラムフィードバック

5種類の自動コース

- 全身疲労回復
- 全身集中
- 肩疲労回復
- 腰疲労回復
- ストレッチ

お好みの強さが選べる

部位別強弱調節機能

肩5段階、背中2段階、腰5段階と、部位ごとにマッサージの強さを調節できます。

AIR MASSAGE

包み込んで、心地よくもみほぐす「エアーマッサージ」

腕、肩、座面、腰横に内蔵されたエアータグで各部位を包んでマッサージします。



- 肩ぐう
肩から二の腕
- 腕部
手の平、前腕
- 骨盤
骨盤まわり

心地よい温浴背ヒーター

背中全体を温風でじんわりと温めます。



※設定温度：約43度
(設定温度と体感温度は異なります。)



※イラストはすべてイメージです。

サイバーリラックス AS-E7 マッサージチェア MJ57


【商品仕様】

- 本体寸法:
(脚部収納時)幅 約68cm×奥行 約128cm×高さ 約110cm
(肩・脚部最大使用、リクライニング時)
幅 約78cm×奥行 約198cm×高さ 約80cm
- リクライニング角度:約124~165度
- 質量:約61kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:150W(ヒーターのみ40W)
- 定格時間:20分(オートタイマー:約15分)
- 医療機器認証番号:302ABBZX00083000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK)
JANコード:4951704173094

ベージュ(OS)
JANコード:4951704173100



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(傷)急感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)。●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

●お求めは...

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2024年3月現在のものです。