

FUJIROYOKI

ルームフィットチェア グレイス
room fit chair GRACE
マッサージチェア AS-R500

Bluetooth®
対応スピーカー搭載

私と、暮らしと
ルームフィットチェア。



ROOM FIT DESIGN

場所を選ばないシンプルでコンパクトな設計とエレガントな曲線美のフォルムがあなたのお部屋にフィットする。

BEIGE×BROWN

ベージュ×ブラウン (CB)

パール調のベージュと深い光沢のブラウンが上品に映える。



メカとエアーの同時マッサージで、背中からもも裏までをもみほぐします。

MECHANICAL MASSAGE

NEW マルチムーブメカ

独自機構

広範囲にもみほぐす横回転式と、たたくようにほぐす縦回転式の2種類のもみ玉を搭載したマルチムーブメカ。背すじのラインに合わせて広範囲をなめらかにもみほぐす新感覚のマッサージを実現しました。

もみ・たたきとローラーの2種類の手技が選べます。



指圧突起 12個



ロングストロークマッサージ

背中からもも裏までの広範囲をマッサージするL字フレームを採用しました。



ヒーター
腰周辺を心地よく温めます。



※設定温度: 約43度 (設定温度と体感温度は異なります。)

AIR MASSAGE

エアーマッサージ

もも横ともも裏にエアーバッグを4枚配置し、包み込むようにほぐします。



BEIGE

ベージュ (CS)

どんなお部屋にもなじむ
明るく柔らかな色合い。

BROWN


ブラウン (BR)

落ち着いた印象を与える
シックで大人のカラー。

座りっぱなしの在宅ワークや立ちっぱなしの疲れに、腰やお尻・もも裏を集中ケア。


座集中マッサージ

疲れが溜まりやすいお尻や、ももの付け根、もも裏の筋肉を集中的にほぐします。



エアーストレッチマッサージ

骨盤まわりの大きな筋肉を包み込んでひねるようにマッサージします。



圧迫感を与えずライフスタイルにフィットするリラックススタイル。

コンパクト設計


商品幅約55cmで搬入もしやすく、スッキリとお部屋に置けます。



商品幅
約55cm

座面設計

座り心地を追求し、最適な座面高と傾斜のある座面で腰への負担を最小限に抑えます。



Bluetooth®対応スピーカー

マッサージしながら、あなた好みの音楽で贅沢な癒し空間が体感できます。



Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

シンプルリモコン

シンプルで分かりやすいリモコンで5種類のマッサージコースやお好みに合わせた設定を簡単に操作できます。



マッサージコース
コリや疲れに合わせて選べます。

- 全身コース
- 背中集中コース
- 腰集中コース
- 座集中コース
- エアストレッチコース

マニュアル
お好みの範囲と手技がそれぞれ選択できます。

エア
強弱2段階の設定ができます。

ヒーター
腰周辺を温めます。



左側にリモコン収納に便利なポケット付

ルームフィットチェア グレイス AS-R500 マッサージチェア L57

メーカー希望小売価格：オープン価格

詳しい商品情報や紹介動画を公開中



ベージュ×ブラウン (CB)



JANコード
4951704171182

ベージュ (CS)



JANコード
4951704171199

ブラウン (BR)



JANコード
4951704171205



【商品仕様】

- 本体寸法：幅 約55×奥行 約99×高さ 約94cm
- 質量：約31.5kg
- 電源：AC100V (50/60Hz) ● 消費電力：30W (ヒーター：5W)
- 定格時間：15分 (オートタイマー：約15分)
- 医療機器認証番号：229AGBZX00107A01 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

- 電気代の目安：約12円/月 (ヒーターとマッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- 電気代の目安：約10円/月 (マッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- ※ 電気料金目安単価：27円/kWh (税込) で算出。(2021年1月現在、当社調べ)

寸法(cm)

搬入幅
約57cm



搬入幅：本体幅 約55cm+2cm (養生のため) 以上が必要です。

ご使用にあたって

- ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ◎日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ● 血行をよくする ● 筋肉の疲れをとる ● 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しめよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。) ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル **0120-027-612**

受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、

お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

FAX番号

06-4793-0818

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使い方をお電話でサポート!

ソムリエコール **0120-113-706**

受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

フジ医療器製品の消耗品・別売品は!

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2021年3月現在のものです。

21.11.1M.BQ.BA.A 注文No.1635