

FUJIIRYŌKI

リラクスマスター
RELAX MASTER
マッサージチェア AS-R600

より心地よく、コンパクトへ
これがニュースタンダード





省スペース設計なのに 多機能がうれしい。

自宅で過ごす時間が増えた今、疲れやストレスから解放され、リラックスできるケアが必要です。
多彩な機能性とコンパクトサイズ、インテリアにもフィットするデザイン性を追求した「AS-R600」で、
くつろぎのひとときをごゆっくりお楽しみください。

COMPACT 収納性に優れた省スペース設計。

スライド リクライニング機能



壁際にもスッキリ設置可能。

肩部収納機能



簡単収納で視界も広々。

反転式フットレスト& 脚部収納機能



レバーを上げ、脚部を
回転させてフットレストに。
さらに収納も可能。




MECHANICAL MASSAGE 全身の部位にフィットするマッサージ。

NEW GRIP式メカ4.0

肩をしっかりつかみほぐす事を追求し新たに開発した独自のつかみ機構を採用。さらに部位ごとに多彩なもみ心地を実現。

つかみ動作イメージ

肩を手でつかむように上下から挟み込む。



360°回転もみ玉

滑らかなもみ心地を実現。



※左右の上玉のみ

S字フィットフレーム

背すじの曲線に沿ったフレームで身体にフィットしたもみ心地を実現。



多彩なもみ技

基本技

もみ

たたき

さざなみ

背すじ伸ばし

専用技

首ほぐし

肩ハード

肩甲骨

腰ハード


尻ほぐし

肩位置自動検出&プログラムフィードバック

身長や体形に応じて適切なマッサージポイントを予測しマッサージを行います。

肩の位置を自動検出

背・腰部の位置を自動予測



部位別強弱調節機能

部位ごとにお好みの強さに調節できます。

肩 強弱調節 5段階

背 強弱調節 2段階

腰 強弱調節 5段階

首からお尻まで
約73cmの施療範囲



AIR MASSAGE 全身を包み込むエアーマッサージでリフレッシュ。

お好みでエアの強さを3段階から選べます。

NEW エアー強弱調節3段階


22個の
エアースタック



肩 両肩4枚のエアースタックで肩から二の腕までをマッサージ。



腕 大型エアースタックが腕全体をしっかりとはぐします。



腰 骨盤まわりを両側から心地よく締めつけます。



脚 ふくらはぎと足先を圧迫し、足裏は突起で刺激します。

骨盤ひねりモード 座りっぱなし等で疲れた骨盤まわりの筋肉を包み込んでひねるようにマッサージ。



OTHER

独自機能 温浴背ヒーター／足裏ヒーター



背中を包むように心地よく温めます。



※設定温度：約43度(設定温度と体感温度は異なります。)


全身ストレッチ [ストレッチコース]

エアースタックで身体を固定し、もみ玉で全身を伸ばしてほぐします。



脚ストレッチ

ふくらはぎを固定し、脚部を下方に伸ばします。



NEW シンプルLEDリモコン

カテゴリー別のボタン配置と光るLEDが使いやすい。

ご家族一人ひとりの疲れや目的に合わせてコースをご用意。

コリや疲れに合わせて選べる

マッサージコース

- 全身
- 肩
- 腰
- ストレッチ
- NEW 全身集中**

各部位のコリを集中的にほぐす

専用技

- 首ほぐし
- 肩ハード
- 肩甲骨
- 腰ハード
- 尻ほぐし

筋肉を伸ばしてほぐすストレッチ

- 脚ストレッチ
- 骨盤ひねり

じんわり温めるヒーター

- 温浴背ヒーター
- 足裏ヒーター



リラクスマスター AS-R600

マッサージチェア E57

メーカー希望小売価格：オープン価格

詳しい商品情報や紹介動画を公開中



ブラック(BK)
JANコード:4951704170987




ベージュ×ブラウン(CB)
JANコード:4951704170994

【商品仕様】

- 本体寸法：(脚部収納時)幅 約70×奥行 約107×高さ 約107cm (肩部を上げ脚部最大使用、リクライニング時)幅 約70×奥行 約182×高さ 約82cm
- リクライニング角度：約119～約151度 ●質量：約63kg
- 電源：AC100V (50/60Hz) ●消費電力：141W (ヒーター：40W)
- 定格時間：20分 (オートタイマー 約15分)
- 医療機器認証番号：302ABBZX00057000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

- 電気代の目安：約57円/月 (ヒーターとマッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- 電気代の目安：約41円/月 (マッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- ※電気料金目安単価：27円/kWh (税込) で算出。(2020年9月現在、当社調べ)



ご使用にあたって

- ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ◎日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のコリをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。) ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎0120-027-612 受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 **06-4793-0818**

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使い方をお電話でサポート! **ソムリエコール ☎0120-113-706**
受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

フジ医療器製品の消耗品・別売品は! **フジ医療器オンラインショップ**
www.fujiiryoki.shop



美と健康の総合メーカー
株式会社フジ医療器

●お求めは…

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目2-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2020年11月現在のものです。