

FUJIROYOKI

サイバーリラックス

マッサージチェア AS-R700

効率を考えたトリプルメカで
全身すばやくリフレッシュ



サイバーリラックス

CYBER-RELAX

マッサージチェア AS-R700

操作の手間を省き、
マッサージの効率を考え抜いた
トリプルメカ搭載チェア



多様化するライフスタイルによる全身への疲れを感じている方、
忙しく自分の身体をケアする時間もとれない方へ、
限りある時間の中で効率よくスピーディにボディケアができる
サイバーリラックスAS-R700。

3つの専用メカとエアーマッサージを同時に連動させ、
全身を包み込んで、心地よくもみほぐします。

Point 1

肩・お尻・脚をトリプルメカでスピーディケア

3つのメカとエアーバッグでマッサージのパフォーマンスを向上させ、
効率的なボディケアを行います。



Point 2

各部位のマッサージの 強さ調節もワンタッチ操作

ワンタッチ強弱モードボタンで
全身のマッサージの強弱調節を素早く
ワンタッチで操作できます。



フジ医療器こだわりの3つの専用メカが、全身の疲れを効率的にほぐします。

4つ玉つかみほぐしメカ

滑かなもみ心地の360度回転もみ玉と背すじに沿ったS字フィットフレームにより、身体にフィットしたマッサージを実現。さらに多彩なもみ技を搭載。



背中には4つ玉で広範囲にほぐし、腰は深くもみほぐします。

部位別強弱調節機能

部位ごとにマッサージの強さをお好みに合わせて調節できます。



- 肩 5段階
- 背 2段階
- 腰 5段階

肩位置自動検出&プログラムフィードバック

肩の高さを検知すると同時に背・腰部の位置を自動予測し、マッサージプログラムに反映。一人ひとりの身長に合わせて適切なポイントでマッサージします。



基本もみ技4タイプ+ 部位専門技5種類

基本もみ技のもみ・たたき・さざなみ・背すじ伸ばしに加え、さらに集中的に部位をケアする多彩なマッサージプログラムをご用意しました。

5種類の専門技

- 肩つかみ
- 肩たたき
- 肩甲骨ほぐし
- 腰ハード
- 坐骨ほぐし



肩つかみ
肩まわりをつかむ感覚でマッサージします。



肩甲骨ほぐし
肩甲骨付近をローリング&たたきマッサージします。



腰ハード
腰まわりをもみ玉が突出しながらハードにマッサージします。


ローラー3Dメカ NEW

お尻から太もも裏の大きな筋肉に沿うようにローラーで幅広く伸ばし、さらに上下の動作を加え、波打つような立体的なもみ動作でしっかりもみほぐします。



シーソー式アーム

上下に可動するアームでお尻のラインに密着するようにほぐします。



脚つかみほぐしメカ カスタム

ふくらはぎと足は独自開発の「もみ板」を用いたメカでもみ、同時にローラーとパイプ機能でパワフルにほぐします。




ふくらはぎ

もみ板がふくらはぎをもみあげ、ローラーでふくらはぎ裏の筋肉を刺激します。



脚部強弱調節2段階

ふくらはぎのもみの強さを2段階で調節できます。



足先+足裏

足首から足先を左右のもみ板でしっかりと挟み込みながらほぐします。足裏は回転ローラーと、足先とかかとの指圧突起が振動して全体をほぐしていきます。




パイプ機能

充実機能で心地よく快適に。

ワンタッチで自分好みのマッサージに。


エアーマッサージ

面で圧迫を加えたい肩・腕・腰横には、エアバッグによるマッサージを採用。 **強弱調節3段階**




肩ぐうエアーマッサージ

肩から二の腕までを包むようにマッサージ。体格に合わせて、2段階の幅調節が可能です。



腕エアーマッサージ

ひじから手までを挟み込むように圧迫しマッサージします。




腰横エアーマッサージ

骨盤まわりを両側から心地よく締めつけます。

ストレッチ機能

全身をストレッチマッサージする「ストレッチコース」や個別の「脚ストレッチ」機能を搭載しています。



全身ストレッチ(ストレッチコース)

エアバッグで身体を固定し、もみ玉で下から押し上げるように刺激。全身をくまなく伸ばします。

脚ストレッチ

ふくらはぎと足をもみ板でつかんで下方に脚部を引っ張り伸ばします。




ヒーター機能 **設定温度 約43℃**

※設定温度と体感温度は異なります。

温浴背ヒーター **独自機能**

温風を蓄熱する特殊構造の背パッドを採用。腰まわりから背中まで上半身を広範囲に温めます。



足裏ヒーター

冷えやすい足先を、ヒーターでじんわり温めます。



光るLEDボタンで分かりやすく
使いやすいLEDダイレクトリモコン

ワンタッチ強弱モード **NEW**

肩・背・腰のマッサージ、座もみ、脚もみ、ふくらはぎのもみ動作の強さと、肩、腕、腰のエアーマッサージの強さをまとめて一つのボタンで3段階に調節できます。

ソフト	ゆったりとやさしいマッサージがしたい時 もみ「強さ1」、エアーマッサージ「強さ1」
バランス	毎日の疲れをしっかりとほぐしたい時 もみ「強さ1~3」、エアーマッサージ「強さ2」
ハード	強めのマッサージで全身をほぐしたい時 もみ「強さ2~5(最大値)」、エアーマッサージ「強さ3(最大値)」

自動コース

全身	全身をくまなくマッサージ。
全身集中	部位ごとにじっくりと集中的に。
肩	溜まった肩・背部の疲れに。
腰	腰まわりのコリや疲れを念入りにケア。
下半身ケア	腰・お尻・脚を重点的に。
ストレッチ	全身を伸ばしてすっきり。

専門技/部位を集中的にケア

- 肩つかみ ●肩たたき ●肩甲骨ほぐし
- 腰ハード ●坐骨ほぐし

各種マッサージ強さ調節 (もみ強さ、エアーマッサージ、下半身調節)

もみ玉のマッサージ強さ(肩・背・腰)、エアーマッサージ動作(肩・腕・腰)、下半身(座・脚・ふくらはぎ)のマッサージ強さをそれぞれ個別に調節できます。



RED & BROWN

レッド&ブラウン(RB)



BLACK

ブラック(BK)



サイバーリラックス AS-R700 マッサージチェア M23



メーカー希望小売価格：オープン価格

仕様

- 本体寸法：
リクライニングしていない時（脚部収納、肩部を閉じたとき）
幅 約69×奥行 約133×高さ 約109cm
リクライニングした時（脚部最大使用、肩部を開いたとき）
幅 約84×奥行 約203×高さ 約80cm
- 適応ふくらはぎ周囲のめやす：約38cm以下
※ふくらはぎの周囲サイズによっては、強く感じる場合があります。
※適応サイズを超えると一部動作が制限される場合があります。
- リクライニング角度：約126～約164度
- 質量：約68kg
- 電源：AC100V（50/60Hz）
- 消費電力：190W（ヒーターのみ40W）
- 定格時間：20分（オートタイマー約15分）
- 医療機器認証番号：304ABBZX00037000（家庭用電気マッサージ器・管理医療機器）

●設置

リクライニングできるスペースをあけて、水平なところに設置してください。前方向に35cm以上、後方向に35cm以上必要です。



レッド×ブラウン(RB)

JANコード：4951704171632




ブラック(BK)

JANコード：4951704171625

- 電気代の目安：約88円/月（ヒーターとマッサージを1日約30分、毎日使用した場合）
- 電気代の目安：約70円/月（マッサージを1日約30分、毎日使用した場合）
- ※電力料金目安単価：31円/kWh（税込）で算出。（当社調べ）

寸法図 (cm)



ご使用にあたって

- ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ◎日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人（例：血栓[そく（塞）栓]症、重度の動脈けいゆう（瘤）、急性静脈けいゆう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など）
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう（腫瘍）のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上（有熱期）の人（例：急性炎症症状[けん（僞）怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。） ●骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、急性[とう（疼）痛性]疾患の人 ●背骨（脊椎）に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル  **0120-027-612** 受付：平日9:00～17:30（土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く）

Web **www.fujiiryoki.co.jp**
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 **06-4793-0818**

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使い方をお電話でサポート!

ソリエコール  **0120-113-706**
受付：平日9:00～17:30（土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く）



フジ医療器製品の消耗品・別売品は!

フジ医療器オンラインショップ
www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2023年2月現在のものです。