

FUJIIRYŌKI

MUSCLE SHOT W

マッスルショットW FG2800W

一度でダブルアプローチ

交互振動でトータルケア



2つのヘッドと心地よい振動で、顔も身体もトータルケア



筋肉をダブルヘッドで、とらえてケア

2つのヘッドで気になる筋肉を挟むようにケアしたり、一度に広範囲を効率的に刺激することができます。



顔にも使える、フェイスモード搭載

低速振動(レベル1)で顔の表情筋などをやさしくケアすることができます。



平形(本体可動部形状)

顔や二の腕など



円形(アタッチメント)

首、前腕、ふともも、ふくらはぎなど



凸形(アタッチメント)

肩、腰、おしり、足裏など

ダブルヘッドの交互振動で気になる部位を集中ケア

2つのヘッドで1分間最大2800回の振動を交互に動作させ、気になる部位の筋肉を広範囲にケアします。

さらに筋肉を挟むように刺激したり、アタッチメントを変えることで目的にあわせた最適なボディケアを実現することができます。

お好みに合わせて選べる 振動レベル3段階調節

動作ボタンを押すたびにレベル1～レベル3へ振動レベルが切り替わります。振動レベルはランプ表示で確認できます。

レベル1
660回/分

レベル2
2000回/分

レベル3
2800回/分

※実際の振動回数は、使用環境や使用状況により異なります。



2種類のアタッチメントで 3パターンの使い方

お好みに合わせて3パターンのボディケアを使い分けることができます。

平形(本体可動部) あらゆる部位を面を刺激したいとき

円形(アタッチメント) 弾力のある素材で心地よく刺激したいとき

凸形(アタッチメント) ピンポイントに刺激したいとき



手軽に使いやすい
軽量 約330g

どこでも持ち出せる
充電式

強い負荷がかかると自動停止
安全振動停止機能

コンパクトで使いやすい
U字型デザイン

マッスルショットW FG2800W

- メーカー希望小売価格:17,800円(税込)
- 本体寸法:約11×約10.2×約4cm
- 質量:約330g(本体のみ)
- 電源:充電式(リチウムイオン電池 DC7.4V 1100mAh)
- タイマー:約10分
- 電池持続時間*:約1時間
- 充電所要時間*:約2時間(満充電まで、DC5V 2A出力のアダプター使用時)
- 充電可能回数*:約300回
- 付属品:アタッチメント×2種(4個)、充電用USBコード(Type-C to Type-A) 1個
- 生産国:中国



ネイビー(NB)
JANコード:4951704135122

※実際の時間および回数は、使用環境や使用状況により異なります。

ACアダプターは付属しておりません。ACアダプターで充電する際は以下の仕様をご確認のうえ、市販のUSB対応ACアダプターをご使用ください。[対応可能なACアダプター仕様:定格出力DC5V 1A~2A] ※1A未満のアダプターを使用すると、充電できないもしくは充電時間が長くなるおそれがあります。また、2Aを超えるものには使用しないでください。

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル

0120-027-612

受付:平日9:00~17:30
(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号

06-4793-0818

FAX・Webでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2024年8月現在のものです。

24.08.JP.BD.A