

FUJIIRYŌKI

疲れた体を部位ごとに
ワンハンドで全身ケア

MUSCLE SHOT

マッスルショット FG3800


パワフル&コンパクト いつでもどこでも手軽に全身ケア

パワフル振動でしっかりケア



1分間最大3800回の振動刺激で筋肉を
しっかりケアします。

5段階の振動スピード



色々な部位や好みに合わせて、
細かく振動レベルの調節ができます。

4種類のアタッチメント



アタッチメントを使い分けて
肩・腰・脚・足裏も全身に使えます。

4種類のアタッチメントで全身の筋肉をケア

心地よい振動で
スッキリ軽やかに



最大3800回/分のパワフル振動が、気になる部位にアプローチ



- コンパクト軽量設計** 約500gの軽量設計で負担も少なく片手で持ちやすい。
- セーフティスタート機能** 体に押し当てると設定した振動レベルでスタートします。
- 充電式 USB:Type-C** 充電式だから外出先など場所を選ばずに使えます。

振動レベル5段階調節 (1600~3800回/分)

ボタン一つで5段階の振動レベルが選べます。振動レベルはLEDランプの色で確認できます。



マッスルショット FG3800

- メーカー希望小売価格:13,800円(税込)
- 本体寸法:幅 約9×奥行 約4.7×高さ 約15.1cm
- 質量:約500g(本体のみ)
- 電源:充電式(リチウムイオン電池 DC11.1V 2200mAh)
- タイマー:約10分
- 電池持続時間*:約1.5~5時間
- 充電時間*:約3.5時間
(満充電まで、DC5V 2A出力のアダプター使用時)
- 充電式:リチウムイオン DC11.1V 2200mAh
- 充電可能回数*:約300回
- 付属品:アタッチメント×4種、USBコード(Type-C)

※実際の時間および回数は、使用環境や使用状況により異なります。

ACアダプターは付属しておりません。ACアダプターで充電する際は下記の仕様をご確認のうえ、市販のUSB対応ACアダプターをご使用ください。
【対応可能なACアダプター仕様:定格出力DC5V 2A 推奨】※2Aを超えるものは使用しないでください。また、2A未満のものをご使用の場合、充電時間が長くなります。

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。●視覚障害のある人は1人で使用しない。けがや体調不良の原因になります。●医師からマッサージを禁じられている人は使用しない。身体に異常が起こる場合があります。例:血栓(塞栓)症・重度の動脈瘤・急性静脈瘤・各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)●腹部、胸部、頭部、ひじ、ひざ、背骨などの骨部には使用しない。体調不良やけがの原因になります。●首周辺に使用するときは特に注意し、首の前方には使用しない。事故やけがの原因になります。●他の器具、機器など同時に使用しない。けが、体調不良の原因になります。●高温になる場所(火のそば、こたつ、ホットカーペット、布団、炎天下の車内など)で、保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。発火や発熱、やけど、故障の原因になります。●アクセサリーなどの硬いものやベルト、マフラーなどを着用したまま使用しない。事故やけがの原因になります。●乳幼児や子供、自分で意思表示できない人には使用させたり、遊ばせたりしない。また、乳幼児や子供の手の届くところで使用、保管しない。事故やけが、体調不良の原因になります。●付属のアタッチメント以外は使用しない。事故やけがの原因になります。●他人にしてもらったり、他人にしてあげたりすることをしない。●ペースメーカーなどの電子障害の受けやすい体内植込み型医用電子機器をご使用の人や、医師の治療を受けていたり、手術をされた人、気になる症状や部位がある人は、必ず医師にご相談のうえご使用ください。その他の禁止事項や注意すべき点は、製品同梱の取扱説明書に記載しております。製品をご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内 フジ医療器 フリーダイヤル ☎️ **0120-027-612** 受付:平日9:00~17:30 (土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。 **FAX番号** **06-4793-0818**

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただきます際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー

株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…