


フジ ネックマッサージャー

FN-MT2

# 首肩などの疲れに、 もみたたきマッサージ



詳しくは製品サイトへ



## フジ医療器独自の 「もみ+たたき」ダブルエフェクト

首肩の疲れをしっかり包み込んで  
もみほぐす、コンパクトな  
ネックマッサージャーです。

マッサージチェアのパイオニアならではのノウハウを活かして、大小2つの「突起付回転もみ玉」と2つの「たたき専用もみ玉」を搭載し、合わせて4つのもみ玉が同時可動することで「もみ+たたき」の複合作「ダブルエフェクト」を実現しました。

首筋～肩口にかけての筋肉を回転もみ玉でもみほぐし、たたき専用もみ玉で疲れを感じやすい首肩周りをリズムカルにたたいてほぐします。



もみ たたき 4つのもみ玉が  
同時可動!!

### ダブルエフェクト

## 温めながらマッサージ 「もみ玉ヒーター」



「突起付回転もみ玉」と「たたき専用もみ玉」にはヒーターを搭載しています。ヒーターボタンを押すと、もみ玉がじんわり温まり、体を温めながらマッサージすることができます。

肩、背中、腰など、  
首肩以外の部位にも  
お使いいただけます！

独自の帯型形状の本体により、  
首のマッサージだけでなく、背中  
や腰など自由に必要な部位に  
当ててマッサージ！  
軽量設計のため手軽に使用で  
きます。



首・肩



背中・腰



太もも




ふくらはぎ



足裏

## その他の特徴1

シンプルで使いやすい  
4つのボタン操作



15分自動OFFタイマー機能 搭載

## その他の特徴2

手洗い可能な  
取り外しカバー



もみ玉カバー部はファスナー式なので、  
取り外し&装着もかんたん。  
いつでも清潔にお使いいただけます。

## 仕様

フジ ネックマッサージャー FN-MT2

メーカー希望小売価格：16,280円(税込)

【仕様】

- 本体寸法：幅約540×奥行約500×高さ約185(mm)
- 本体質量：1.7kg(ACアダプター含まず)
- 定格電源：AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力：36W(ヒーター 12W)(50/60Hz)
- 定格時間：15分
- ACアダプター定格：入力AC100-240V 50/60Hz 70VA 出力DC12V 3A
- タイマー：15分自動オフ
- 医療機器認証番号：229AABZX00028000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK)

JANコード：4951704134453

**使用目的または効果** あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。  
●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)]怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)]痛性[疾患]の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。  
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

## お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎️ 0120-027-612 受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web [www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)  
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。  
FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、  
お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。  
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！ [フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)

美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
[www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)

●お求めは…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2021年4月現在のものです。