



Super Relax マッサージチェア

FUJIIRYOKI

JT-FJ160

メモリー機能で 自分好みの マッサージに。



高級本革を贅沢に使用



家族で使いやすいメモリー機能搭載モデル

NEW お好みのマッサージを登録可能
「メモリー機能」

最大3人分の肩位置設定ともみ、エアーマッサージの強さをメモリー登録できます。ボタン一つで個別登録したお好みのマッサージ設定がすぐに呼び出せます。

最大3名分を登録可能



メモリー1


- 肩位置設定
自分
- もみ設定
背 強め
- エアー設定
脚 強め



NEW 臀部をじっくりほかほかと温める
「座面ヒーター」

仙骨を中心に臀部や太ももの付け根周辺の大きな筋肉を広範囲に温めます。


※設定温度：約38～45度（設定温度と体感温度は異なります。）



滑らかかつ力強く粘りのあるマッサージと全身を包み込むエアーマッサージ

力強く粘りのあるもみ心地 大玉ほぐしメカ搭載


もみ玉に、負荷のかかり具合によって形状が変化する「360度2層ほぐしもみ玉」を搭載。



全身を包み込んで、心地よくもみほぐす
エアーマッサージ

部位別強弱調節3段階

エアーマッサージ
22個



4種類のマッサージコース

全身	肩
腰	ストレッチ



適切なポイントでマッサージ

肩位置自動検出&
プログラムフィードバック

4種類の本格技プレミアム

首肩専用	腰体幹ほぐし
癒しほぐし	ヒーリング




お好みの強さが選べる

部位別強弱調節機能

肩5段階、背中2段階、腰5段階と、部位ごとに
マッサージの強さを調節できます。

全身の筋肉を伸ばしてほぐす
全身ストレッチ(ストレッチコース)
脚部を下方へ引っ張る
脚ストレッチ



光るLEDで分かりやすい
LEDダイレクト
リモコン

壁際にも設置できる
スライド
リクライニング機構

コンパクト設計
反転式フットレスト
&脚部収納機能

仕様

スーパーリラックス マッサージチェア EJ23 JT-FJ160

【商品仕様】

- 本体寸法:(脚部収納時)
幅 約69×奥行 約107×高さ 約109cm
(肩・脚部最大使用、リクライニング時)
幅 約80×奥行 約180×高さ 約79cm
- リクライニング角度(約):約117度~148度
- 質量:約60kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:80W(ヒーターのみ10W)
- 定格時間:20分(オートタイマー:約15分)
- 医療機器認証番号:305AHBZX00020000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)




ブラック(BK)

JANコード
4951704171915

ベージュ(CS)

JANコード
4951704171922

寸法



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号	06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、
お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社
フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは...

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2023年9月現在のものです。