

RelaxSolution マッサージチェア

JTR-160

温めて心地良く
もみほぐす
こだわりの
多機能モデル



温浴背ヒーターとGRIP式メカ2.0搭載!

背中全体をじんわり温める 温浴背ヒーター

温風を蓄熱する特殊構造の背パッドを採用。腰まわりから背中まで、上半身を広範囲に温めながらマッサージします。
(設定温度:約43度)



首すじからお尻まで広範囲のポイントに対応する GRIP式メカ2.0

「GRIP式メカ2.0」が、お使いになる方の肩の位置を自動で検知して、背・腰のマッサージポイントを予測。その方の身体に合ったマッサージを行います。

また、肩・背・腰それぞれの部位別で、幅広い強弱調節が可能です。もみ玉によるマッサージ範囲は約73cm、最大突出能力は約10cmを実現し、広範囲をしっかりとみほぐします。



—— しやすい部位を集中的にケアする5つの専用技 ——

首すじのこりに
首ほぐし

肩周りを念入りに
肩ハード

背中痛みやこりに
肩甲骨

腰の疲れやハリに
腰ハード


臀部を集中的に
尻ほぐし

エアーの力で 全身を心地よくマッサージ



エアーバッグ

24個



■ 体型・身長に合わせられる調節機能

肩ぐらうジャストフィット

体格や肩幅の大きさに合わせて、レバーで肩部分の幅を2段階で変更できます。



脚部パネスライド

足首部分はパネ式になっておりますので、足を伸ばしてスライドさせることで身長対応できます。最大約16cm伸縮します。



シンプルな操作性の ダイレクトリモコン

お好みの選択ができる
4種類の自動コース

- 全身
- 肩
- 腰
- ストレッチ



- 肩位置調節ボタン
- 強弱調節ボタン
- 手動選択メニュー
- ヒーターボタン
- リクライニング脚部調節ボタン

仕様

マッサージチェア JTR-160

[仕様]


- 本体寸法：
〈脚部収納時〉幅約680×奥行約1,270×高さ約1,080mm
〈肩・脚部最大使用、リクライニング時〉
幅約780×奥行約1,910×高さ約790mm
- リクライニング角度：約124~165度
- 質量：約57kg
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 消費電力：100W(ヒーターのみ40W)
- 医療機器認証番号：227AKBZX00105000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK)
JANコード：4951704169844

寸法

[寸法図 (mm)]



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ● 血行をよくする ● 筋肉の疲れをとる ● 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。● 医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ● 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型電気機器を使用している人 ● 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 妊娠中、または出産直後の人 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ● 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人 ● 体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき) ● 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人 ● 背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ● 捻挫、肉離れなど炎症性の人 ● 椎間板ヘルニア症の人 ● 温度感覚喪失が認められる人 ● 腱鞘炎の人 ● その他、身体に特に異常を感じるときや、医療機関で治療中の人 ● お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612 受付：平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号	06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

●お求めは…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2019年7月現在のものです。