

FUJIIRYŌKI

massage chair **KN-10 KN-15**

Ken Kuyama
KEN



 **GOOD DESIGN**

2010年度グッドデザイン賞受賞
グッドデザイン賞とは、財団法人日本産業デザイン振興会が主催する総合的・推奨制度です。



KN-15 RE

KEN OKUYAMA × FUJIIRYOKI

お気に入りのパーソナルチェアが、マッサージまでこなす。

創造と伝統が出会い生まれた、新しいマッサージチェア。

コンパクトでどんなインテリアとも馴染むデザイン、使いやすく充実したマッサージ機能。

エンツォ・フェラーリ等のデザインで知られる世界的工業デザイナー・奥山清行と、

創業1954年、マッサージチェアのパイオニア、フジ医療器とが出会いKN-10 / KN-15は誕生しました。

くつろぎのパーソナルチェアが、疲れた時にはマッサージチェアに変身する。

そんな感覚のインテリアマッサージチェアです。

Designer

奥山 清行

工業デザイナー KEN OKUYAMA DESIGN 代表

1959年山形県生まれ。ゼネラルモーターズ社チーフデザイナー、ボルシェ社シニアデザイナー、ピニンファリーナ社デザインディレクターを歴任。

エンツォ・フェラーリ、マセラティ・クアトロポルテなどの自動車やオートバイ、電車、航空機、船舶、家具、ロボット、テーマパーク等 数多くの工業デザインを手がける。

2007年に株式会社 KEN OKUYAMA DESIGN を設立、代表を務める。





KN-10 / KN-15 3つのエピソード

Episode 1 1日の終わりに、15分間のリラックスタイム

一日の終わりの15分、徐々に頭の中を空っぽにしながらかに横たわるひと時。カラダが揉みほぐされてくると、次第にココロもいやされて行くものです。自分の中で15分間のそんな変化を楽しんで頂ける瞬間です。好きな音楽を聴きながら、美しい映像を観ながら、KN-10 / KN-15 はそれぞれの15分を極上のリラックスタイムに変えます。

Episode 2 インテリアにも人にも馴染むマッサージチェア

今では欧米のホテルや個人住宅でもよく見られるようになったマッサージチェア。イタリアなどでもマッサージチェアを愛用する方は増えてきました。そのなかで気が付く事は、どんなインテリアにも馴染むマッサージチェアデザインがないということです。使っているほとんどの方が、別の場所に隠すか、カバーをかけている。いわばデザインの未開発領域です。内部の構造をデザインによってソフトにつつまむということは自動車をデザインするのと同じ。KN-10 / KN-15 のデザイン開発はその意味で工業デザイナーにとってもやりがいのある仕事でした。

Episode 3 モダン / シンプル / タイムレス。毎日フツウに在る大切さ。

モダン / シンプル / タイムレスという KEN OKUYAMA DESIGN のデザイン哲学が活かされている KN-10 / KN-15。従来のマッサージチェアの印象と使い勝手をいかに改善するかがポイントとなりました。今のモダンなインテリアに合わせて、線や形をできるだけシンプルに。かつ使う人に馴染むようにフォルムは丸く、やさしく、やわらかく。チェアとしてインテリアの中にフツウにある大切さ。でもマッサージチェアとしての機能は一切妥協していないばかりか、第一級の性能を備えています。こうして、マッサージチェアとしての機能を十分に備え、毎日眺めても飽きないチェアは完成しました。



デザインと機能へのこだわりが、
スタイリッシュで快適なリラックスタイムを届けます。

Fabric ファブリック



KN-10

上質な素材感とやさしい肌触りのファブリックは、どんなインテリアともマッチするベージュと、シックなお部屋にマッチするブラックとの2色から選べます。

Russell ラッセル



KN-15

サラッとした肌触りの高級感のあるメッシュ素材は、インテリアのアクセントとなるレッドと、落ち着いた色合いのお部屋にマッチするブラックとの2色から選べます。


Comfort

アームと座の2つのファブリックをファスナーでつなぎ一体化した事で、包み込むようなやさしい印象に仕上げました。またエアーマッサージャーの入った座面は座り心地も快適です。



Form

コーディネートしやすいシンプルなデザインと、丸みを帯びたやさしいフォルムが印象的です。デザインとしてのファスナーラインも程よい存在感でお部屋のアクセントになります。



for Living Room

モダンなインテリアが人気のリビングスペース。
お気に入りのソファのサイドに置いて、しっかりと馴染むデザインです。
パーソナルチェアとして、マッサージチェアとして、
家族やゲストが集う空間で共に心地いい時間を分かち合えます。

朝の溢れる光の中で一日の英気を養ったり、就寝前に一日の疲れを取ったり.....
コンパクトだからベッドルームなどプライベートな空間に
置いてもスペースを取りません。



Option 別売オプション

Cushion Cover クッションカバー (数量限定オプション)



KN-CC1



KN-CC2



KN-CC3

インテリアのアクセントになるクッションカバーは、KN-10のベージュ色に合わせて3種類ご用意。
お部屋のインテリアやお好みに合わせてお選びいただけます。

※商品によっては柄の位置が異なります。あらかじめご了承ください。

※クッションカバーはご自宅でのお手入れやドライクリーニングが可能です。(洗濯機のご使用はおやめください)

メーカー希望小売価格：各 4,980 円(税込)

Adjustment Back Pads KNシリーズ専用強弱背パッド



本体背もたれ部に、強弱背パッドをかぶせてご使用ください。



KN-PT10
KN-10(BK・CS)用
リバーシブルタイプ



KN-PT15
KN-15(BK・RE)用
リバーシブルタイプ

よりソフトなマッサージ感をお好みの方に、KN-10 / KN-15 専用デザインされた背パッドをそれぞれご用意しました。
生地の素材感を活かしながら表裏で厚みのちがいを持たせ、2種類の強さ加減をお楽しみいただけます。

※KNシリーズ専用強弱背パッドはご自宅でのお手入れが可能です。(洗濯機のご使用はおやめください)

メーカー希望小売価格：7,980 円(税込)



お客様に快適に過ごしていただくための、心づくしのおもてなし。
ホテルや旅館のモダンなインテリアにもしっくりと馴染むデザインが、
フルスペックの機能と共に、旅先での極上のリラックスタイムを演出します。

KN-15 BK

いつも簡単、いつでも最適。自分好みのリラックスポジションを。

Reclining & Ottoman



脚部スライドレバー操作で脚部が前方へ約10cm伸びるスライド調節機能付。身長や体型に応じてお好みのポジションでマッサージ。脚の疲れを快適に揉みほぐします。

電動リクライニング

背もたれは約120度~160度でリクライニングが可能。くつろぎの姿勢でゆったりとマッサージが楽しめます。



脚部電動収納機構


座面にコンパクトに収納されている脚部。使う時もしまう時も、リモコンで簡単操作できるからストレスがありません。



まるで人の手に揉まれているような心地よさ。


コンパクトなチェアに凝縮された、充実のマッサージ機能。

4つ玉式もみメカ




広範囲なマッサージが可能な「4つ玉式もみメカ」が、首から腰までを幅広くカバーします。

●もみ




筋肉のコリをじっくりとほぐします。

●たたき




もみ玉のリズミカルな連打が心地いい。

●さざなみ



“たたき”ながら“もむ”細やかな動き。

●背筋のばし



背筋を伸ばすようにローリングします。




マッサージするときにはクッションを外してご使用下さい。

肩位置あわせ機能


マッサージをはじめる前に、座る人の肩の位置を光センサーで読み取り、使う人に合わせた適切な肩位置を自動で設定します。

座エア



座面に装備した8本のエアバッグを搭載。ヒップからもも裏全体のマッサージも楽しめます。

脚部マッサージ



8枚のもみ板と足裏マッサージャーで、ふくらはぎから足裏まで心地よくもみほぐします。

チェアに合わせてコーディネートされたシンプルなりモコン

簡単操作 3つの自動コース

全身コース

様々なもみ技の組み合わせで、首筋から足裏までじっくりともみほぐします。

腰コース

立ち仕事や重労働による腰の疲れにお悩みの方に。

肩コース

デスクワークやパソコン疲れ等からくる首・肩のコリにおすすめです。

※脚部・座部はコース中にお好みで追加できます。



BK色 / RE色



CS色

リモコンポケット





マッサージチェアの左側にはリモコン用のポケット付き。

KN-10 / KN-15 Lineup

商 品 名	マッサージチェア KN-10		マッサージチェア KN-15	
				
J A N コード	ブラック(BK) 4951704167444	ベージュ(CS) 4951704167451	ブラック(BK) 4951704167468	レッド(RE) 4951704167475
医療機器認証番号	222AGBZX00155000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)		222AGBZX00155A03 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)	
寸法(約) ※単位/mm	リクライニングしていない時(脚部収納): W700/D1070/H1130 リクライニングした時(脚部使用): W700/D1800/H740 最小搬入幅: W700			
質量	約62kg			
リクライニング角度	約120~160度			
電源	AC100V(50/60Hz)			
消費電力	110W			
定格時間	20分(タイマー15分)			
付属品	フロアマット			
メーカー希望小売価格	オープン価格			

別売オプション

商 品 名	クッションカバー(数量限定オプション)			KNシリーズ専用強弱背パッド	
品 番	KN-CC1	KN-CC2	KN-CC3	KN-PT10	KN-PT15
J A N コード	4951704596022	4951704596039	4951704596046	4951704596053	4951704596060
張 地	ポリエステル100%	基布: ポリエステル86%、 レーヨン14% フロック部: レーヨン、ナイロン、綿	基布: ポリエステル61.8%、 レーヨン21.6%、綿16.6% フロック部: ナイロン、レーヨン、綿	ファブリック生地 (ポリエステル100%)	ラセル生地 (ポリエステル100%)
お手入れ方法	 クッションカバーはご自宅でのお手入れやドライクリーニングが可能です。※洗濯機のご使用はおやめください			KNシリーズ専用強弱背パッドはご自宅でのお手入れが可能です。薄めた中性洗剤を含ませた布で、汚れをふきとってください。※洗濯機のご使用はおやめください	
メーカー希望小売価格	4,980円(税込)			7,980円(税込)	



【効能・効果】 あんま・マッサージの代用
疲労回復 / 血行促進 / 筋肉の疲れをとる
筋肉のコリをほぐす / 神経痛・筋肉痛の痛みの緩和

【ご使用にあたって】

- ファスナーは装飾用のため取り外しできません。
- この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 医師からマッサージを禁じられている方。(例)血栓症、重度の動脈リウ、急性静脈リウ、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある方●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方●体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。)
 - 皮膚に創傷のある方●急性疾患(疼痛性)のある方●骨粗しょう症の方●脊椎骨折の方●捻挫、肉離れなど炎症性のある方●知覚障害の方●心臓に障害のある方●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方●背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方●貧血症の方●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方●安静を必要とする方●医師の治療を受けている方●上記以外に特に身体に異常を感じている方
- 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

お客様相談窓口のご案内 フジ医療器フリーダイヤル **0120-027612** 受付:月曜~金曜 午前9時~午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 **06-6644-9103**

E-mail <http://www.fujiiryoki.co.jp>

- FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
- 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせ下さい。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

製品の情報や、
楽しいコラムなどが盛りだくさん!!

フジ医療器ホームページ
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

フジ医療器製品の消耗品・別売品の
お取寄せはコチラ!!

フジ医療器モール
<http://www.fuji-mall.com/>

携帯サイト「ここワン フジ医療器」では、
毎月、フジ医療器の人気商品をプレゼント!!

- 【応募方法】
- ①携帯サイト「ここワン フジ医療器」にアクセス
<http://koko1.mobi/user/join.php?id=795121>
 - ②アンケートに答えてご応募

年間プレゼント
総額100万円以上!!

今すぐQRコードへ
アクセス▶



●お求めは...



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
右記の販売店にご相談ください。
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。