

FUJIIRYŌKI



華麗なる、 もみ技。



マッサージチェアのパイオニアが贈る、
実力派シートマッサージャー。

my relax マイリラ
シートマッサージャー
MRL-1000

3 MOTORS

ポイントを狙ってもめる!
もみ玉の上下移動を
制御する専用
モーターを搭載。
お好みの高さを選
んで集中的に
マッサージ
できます。

Only 1

57 STROKE

首から尻までくまなくもめる!
業界No.1*の施療範囲を実現。
首から肩、背、腰、
尻まで、幅広い
ポイントを
カバーします。

No.1

cm

15 MODES

お好みの速さでもめる!
「もみ」「たたき」は各3種類、
「さざなみ」は9種類、
計15種類の速度調節を搭載。

もみ: 3種類

たたき: 3種類

さざなみ: 9種類 ×

(もみ3種類×たたき3種類の組み合わせ)

No.1

*当社調べ。2015年12月現在。シートマッサージャーにおいて。

華麗なるもみ技を実現する、フジ医療器 8つの技術。

One Touch

① 手軽さを追求

ボタンひとつで自動コースをスタート。だから、好きなときにすぐもめる。

3種類のコースが選べます。



Real Massage

② 力強さを追求

マッサージチェアと同じ3種のもみ技を搭載。だから、薄型なのにもしっかりもめる。



Control

③ 繊細さを追求

「もみ」「たたき」は各3種類、「さざなみ」は9種類(もみ3種類×たたき3種類)の速度調節を搭載。だから、その日のコリや疲れに合わせてもめる。

Stroke ④ 広さを追求

業界最長※となる上下57cmの施療範囲を実現。だから、1台で首から尻までくまなくもめる。



Heater ⑤ 温かさを追求

もみ玉にヒーターを搭載。だから、じんわり温めながらじっくりもめる。

Pinpoint ⑥ 自由度を追求

もみ玉の上下の動きを好きな高さで止められるのはフジ医療器だけ※。だから、コリやすいポイントを集中的にもめる。

Comfort ⑦ 心地よさを追求

背もたれにサラッとしたメッシュ素材を採用。だから、むれにくく快適にもめる。



Vibrator ⑧ 充実度を追求

座面にバイブレーターを内蔵。だから、臀部をマッサージできる。

マイリラ シートマッサージャー MRL-1000

メーカー希望小売価格：オープン価格

本体寸法(約)：〈背部〉幅46×奥行18×高さ81cm
〈座面〉幅41×奥行35×高さ5cm
〈全体〉幅46×奥行46×高さ81cm

質量(約)：7.0kg

電源：AC100V(50/60Hz)

消費電力：40W(ヒーター:10W)

定格時間：15分(タイマー:15分自動オフ)

医療機器認証番号：227AABZX00114000

(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

適応体重：90kg以下



マイリラ専用チェアも同時発売。

ゆったり
ワイドな
幅60cm



シートマッサージャー用
専用イス MRL-10C
オープン価格 JANコード:4951704324533
本体寸法(約):幅60×奥行81.5×高さ89cm 質量(約):7.5kg
適応体重:90kg以下 耐荷重:90kg以下

※当社調べ。2015年12月現在。シートマッサージャーにおいて。

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈けいゆう(痙)、急性静脈けいゆう(瘻)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●温度感覚喪失が認められる人●腱鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店です定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器
フリーダイヤル



0120-027-612 受付:月曜～金曜午前9時～午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

Web

www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号

06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは...