


# FUJIROYOKI

力強い快感  
舞い降りるとき



「エアー」と「ローラー」の強く美しき競演。



いたわりたい部分に、本格派の実力を。  
マッサージチェアのパイオニアが贈る。

マイリラ  
*my relax*  
フットマッサージャー  
MRL-F1

「エアー」と「ローラー」が、  
つかんで、ほぐして、刺激する。  
**心地良さと、力強さを  
同時に実感。**

ググッとほぐす「**かかと指圧エアー**」

かかと周りを、  
すっぽりと包みこむ  
ように配置された  
エアーバッグが、  
圧迫と開放をくり  
返します。



ギュッとつかむ「**エアーもみマッサージ**」

足を押さえながら挟みこむエアーバッグを  
搭載。ギュッとつかむようにじっくりと  
マッサージしていきます。



カンタン操作。高級感のある「**タッチキーインターフェイス**」

3つの「自動コース」と 3段階の「強弱調節」 ボタンひとつでコースを選択。マッサージをスタート。  
エアーの強さは3段階に調節できます。



グイグイ刺激

「**ローラー&押し上げマッサージ**」

足先部に配置されたローラーとかかと  
〜土踏まずを押し上げる指圧機構が  
広範囲に力強くマッサージします。



じんわりあたたか「**足裏ヒーター**」

冷えやすい足もとを温めることで、より  
効果的なマッサージをサポートします。



「手洗い可能な取り外しカバー」  
ファスナー式なので、取り外し&  
装着もかんたん。いつでも清潔  
にお使いいただけます。



マイリラ フットマッサージャー MRL-F1

メーカー希望小売価格：オープン価格  
本体寸法(約)：幅395×奥行470×高さ275mm  
質量(約)：5.0kg  
電源：AC100V(50/60Hz)  
消費電力：39W(ヒーター：8.5W)  
定格時間：15分  
医療機器認証番号：228AABZX00106000  
JANコード：4951704134378  
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



使用目的または効果 **あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。** ●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のコリをほぐす

⚠️ **安全に関するご注意** ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈硬化(瘤)、急性静脈炎(腫)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。) ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性(どう(疼)痛性)疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内 フジ医療器 フリーダイヤル **0120-027-612** 受付：月曜～金曜午前9時～午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

E-mail <http://www.fujiiryoki.co.jp/> フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。 FAX番号 **06-4793-0818**  
FAX・E-mailでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！

フジ医療器モール <http://www.fuji-mall.com/>

素敵な景品が当たる！ **プレゼントキャンペーン毎月実施中!**

ご応募は フジ医療器HPから！ <http://www.fujiiryoki.co.jp/>

QRコード スマホ・ケータイからかんたんアクセス

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●本カタログの記載内容は、平成28年10月現在のものです。

美と健康の総合メーカー  
**株式会社フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。