



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)]栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠中、または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。)
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- 捻挫、肉離れなど炎症性の人
- 椎間板ヘルニア症の人
- 腱鞘炎の人
- 温度感覚喪失が認められる人
- その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の入
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口の
ご案内

フジ医療器
フリーダイヤル



0120-027-612

受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

FAX番号

06-4793-0818

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ! [フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2019年8月現在のものです。

19.08.3M.BQ.A1A [注文No.1579]

●お求めは…

FUJIIRYŌKI

コードレスでどこでも全身マルチケア

MULTI MASSAGER

マルチマッサージャー MRL-M1

マイリラ
my relax



コードレス
(充電式)

Massage

いつでも
リフレッシュ



Shoulder

首や肩は
つかみもみ



ふくらはぎは
はさみもみ

Leg



どこでも
いつしよに

Cordless



足裏は温めながら
マッサージ

Foot



Waist

背中や腰は
指圧もみ



こだわりの癒し機能がマルチに使えて

いつでもどこでもリラックスタイム



インディゴブルー (IB)

生地: ファブリック (デニム調)

カジュアルなトーンで
インテリアにもなじみやすい。

JANコード: 4951704134477



シルキーブラック (BK)

生地: ソフトレザー

高級感あふれる質感と光沢が
ラグジュアリーな時間を演出。

JANコード: 4951704134460



フォレストグリーン (FG)

生地: ファブリック

リラックスタイムにふさわしい
心やすらぐ癒しのカラー。

JANコード: 4951704134484




アーバングレー (UG)

生地: ファブリック

場所を選ばずフィットする
洗練されたモダンな色合い。

JANコード: 4951704134491



上もみ玉
ヒーター付き
回転式もみ玉

下もみ玉
シリコン突起付きもみ玉

フジ医療器こだわりのもみ心地 独自機能 マルチもみメカ



ヒーター付き回転式もみ玉


手のぬくもりをイメージしたヒーター付きもみ玉を搭載。



新形状

シリコン突起付きもみ玉

シリコンを採用することで、粘りとグリップ性のあるもみ心地を実現。




首・肩

肩は上もみ玉とシリコン突起付きもみ玉で上下からつかむようにほぐします。



背中・腰

背中や腰はもみ玉ヘッド部分の4つの突起で広範囲を指圧するように刺激します。



脚

脚は左右の上もみ玉とシリコン突起付きもみ玉ではさみながらほぐします。

機能性と自在性でもっと自由に

フリースタイル機構 業界初

コードレス(充電式)



電源コードを気にせず、好きな場所で快適に使えます。
※充電中も使えます



首肩用ベルト 脱着可能

首・肩・背中ではベルトを使用し、太もも・ふくらはぎはベルトを抜き取り、専用マッサージャーとして使い分けができます。



ベルト使用時



本体のみ使用時

光の色であなたをエスコート

LEDランプナビ

操作ボタンはシンプルで使いやすく、電源ボタンは3色(青・紫・赤)のLED発光で動作状態を表示します。



青点灯 しっかりコース



紫点灯 メリハリコース



赤点灯 充電完了



電源ボタン (コース切り替え) 反転 (もみ動作) 速さ (もみ動作) ヒーター

3種類のコース/モード

しっかりコース
メリハリコース
マニュアルモード

3種類の速さ

速い 遅い リズム

マニュアルモードでは、反転ボタン・速さボタンを押して調節ができます。

マイリラ マルチマッサージャー MRL-M1

メーカー希望小売価格：オープン価格

- ▶ 本体サイズ：幅 約37cm × 奥行 約12cm × 高さ 約18cm
- ▶ 首肩用ベルトサイズ：長さ 約125cm × 幅 約9cm × 厚さ 約1cm
- ▶ 本体質量：約1.9kg (ACアダプター含まず)
- ▶ 電源：AC100V (50/60Hz) ▶ 消費電力：29W (ヒーター：9W)
- ▶ 充電所要時間：約3時間 ▶ 連続使用時間：約40分 ▶ タイマー：15分自動オフ
- ▶ 医療機器認証番号：301AABZX00011000

清潔・安心



洗えるカバー
ファスナーで、簡単に取り外して洗えます。

使用目的
または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ● 血行をよくする ● 筋肉の疲れをとる ● 筋肉のこりをほくす ● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解