

FUJIIRYŌKI



コードレスでどこでも全身マルチケア

MULTI MASSAGER

マルチマッサージャー MRL-M2

my relax マイリラ



コードレス
(充電式)

首・肩



2WAYの使い方で各部位にベストフィット

ふくらはぎ



MASSAGE

いつでもリフレッシュ



ベルト
使用時

CORDLESS

どこでもいっしょに



本体のみ
使用時

肩甲骨



背・腰



腕



太もも



足裏



左右交互にもみほぐす新体感のもみ技

交互つかみもみ

NEW

人の手をイメージした左右交互にもむ動作で
疲れた部位をほぐします。



首肩ベルトの使い分けで全身をマッサージ

フリースタイル機構

ベルトを抜き取ることで部位毎に
ケアしやすい専用マッサージャーとして
使えます。



脱着可能

コードレス(充電式)

電源コードを気にせず、
好きな場所で使えます。
※充電中も使えます



独自機能

「極つかみメカ」

大きな突起でほぐす「回転つかみもみ玉」と程よい弾力のある「粘りつかみもみ玉」の4つのもみ玉でつかむようにマッサージします。



回転つかみもみ玉 (ヒーター付き)

突起の付いた大きなもみ玉が滑らかに回転し、コリをギュッと挟んでもみほぐします。



粘りつかみもみ玉

弾力のある素材を採用した突起で粘りとグリップ性のあるもみ心地を実現。


速度調節
2段階

上もみ玉
回転つかみ
もみ玉

下もみ玉
粘りつかみ
もみ玉


交互つかみもみ **NEW!**

左右交互に上玉と下玉でもみこむように粘り強くつかみほぐします。



同時つかみもみ


上玉と下玉で左右から挟むように心地よくほぐします。



光の色であなたをエスコート

LEDランプナビ

操作ボタンはシンプルで使いやすく、電源ボタンは3種類のLED発光で動作状態を表示します。



ヒーター 手動もみ技 自動コース 電源

3種類の自動コース



交互つかみもみ

赤点灯 交互つかみもみと片方ずつ、つかみながらほぐす



同時つかみもみ

青点灯 左右同時につかみながらほぐす



複合つかみもみ

紫点灯 交互つかみもみと同時つかみもみを複合したマッサージ

4タイプの手動もみ技 (速度調節2段階)



交互つかみもみ (速/遅)

赤点灯 ゆっくり左右交互に片方ずつ、つかみほぐす

赤点滅 素早く左右交互に片方ずつ、つかみほぐす



同時つかみもみ (速/遅)

青点灯 ゆっくりバランスよくつかみほぐす

青点滅 素早くバランスよくつかみほぐす

マイリラ マルチマッサージャー R23 MRL-M2

メーカー希望小売価格：オープン価格

- 本体サイズ：幅 約27.5cm×奥行 約14cm×高さ 約16cm
- 首周用ベルトサイズ：幅 約8cm×長さ 約148cm
- 本体質量：約2kg (ACアダプター含まず)
- 電源：AC100V (50/60Hz)
- バッテリー：リチウムイオン電池 DC9.6V 1800mAh
- 消費電力：30W (ヒーター：5W) ●充電所要時間：最大140分
- 電池持続時間：約70分 (無負荷時) ●タイマー：10分自動オフ
- 医療機器認証番号：305AHBZX00051000
- 付属品：ACアダプター (MRL-M2専用 型番：IVP1200-2000P)



ネイビー (NB)

JANコード：4951704134965



ブラック (BK)

JANコード：4951704134958

洗えるもみ玉カパー

清潔・安心

ファスナーで、簡単に取り外して洗えます。



使用目的
または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠中、または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。)
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- 捻挫、肉離れなど炎症性の人
- 椎間板ヘルニア症の人
- 腱鞘炎の人
- 温度感覚喪失が認められる人
- その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口の
ご案内

フジ医療器
フリーダイヤル



0120-027-612

受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付させていただきます。

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

FAX番号

06-4793-0818

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ! [フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2024年3月現在のものです。

24.03.5M.BQ.BD.A [注文No.1725](#)