

FUJIIRYŌKI


スーパーリラックス
SUPER RELAX
マッサージチェア MTR-500

身体に寄り添う、
ワンランク上の癒しを。



NEW FUNCTION

S字フィット
フレーム




NEW FUNCTION

360度
回転もみ玉



2つの新機能で、より進化したマッサージを。

コンパクトサイズで充実機能のマッサージチェアに、さらに快適性を高める機能を搭載しました。背すじのゆるやかなカーブに沿った「S字フィットフレーム」、そして、流れるような動きをする「360度回転もみ玉」で身体に合った滑らかなもみ心地を実現。これまでの多機能はそのままに、より進化したマッサージがご体感いただけます。



NEW FUNCTION

背すじのカーブに沿ったS字フィットフレーム


背中部分のフレームに、首・肩・背中・腰の曲線に沿うようなS字型のカーブフレームを採用。

首/肩/背中
の体感がUP!!

NEW FUNCTION

滑らかなもみ心地 360度回転もみ玉

従来の横回転に加え縦回転を可能としたもみ玉を開発。身体に沿って流れるようなマッサージを体感できます。



AIR MASSAGE 2段階強弱調節

全身を包み込み、やさしく刺激するエアーマッサージ。

二の腕から肩甲骨までをやさしく包む 肩療マッサージ

外側から挟み込むように、二の腕から肩甲骨までをマッサージします。



ひじ下から手までを挟み込む腕マッサージ

ひじ下から手までしっかりマッサージ。使用しないときは収納してひじ掛けに。



骨盤まわりを心地よく締めつける骨盤マッサージ

「横」+「下」方向からのマッサージで骨盤まわりの筋肉を心地よくほぐします。



エアータグでもみほぐすふくらはぎ&足裏マッサージ

足裏はエアータグで甲を押さえることによって、突起で心地よく刺激します。



20個のエアータグ




MECHANICAL MASSAGE


一人ひとりに合わせた、多彩なもみ心地を可能にするメカユニットを開発。

GRIP式メカ3.0

4つのもみ玉の特徴を活かし、首すじからお尻まで幅広くマッサージ。新たに身体ラインに沿うような曲線の「S字フィットフレーム」。摩擦のない、より滑らかな動きをする「360度回転もみ玉」を上玉に採用。独自のもみ玉設計によりしっかりとコリをもみほぐします。



4種類のもみ技がお好みに合わせてマッサージ



※もみ玉の動きはイメージです。

適切なポイントでマッサージ

肩位置自動検出 & プログラムフィードバック

自動で肩位置を検出するセンサーを搭載。背・腰部の位置を自動予測し、プログラムに反映することで適切なポイントでマッサージします。



心地よいマッサージの強さが選べる

部位別強弱調節機能

4つのもみ玉が首すじからお尻までの広範囲をカバー。肩・背・腰の部位ごとにマッサージの強さをきめ細かく調節できます。



お尻のマッサージにも対応

肩 強弱調節 5段階
背 強弱調節 2段階
腰 強弱調節 5段階

マッサージ範囲 約73cm

STRETCH

全身を伸ばし、マッサージ効果を高める「ストレッチ」。

首すじから足先まですっきり

全身ストレッチ (ストレッチコース)

独自のストレッチ機能を搭載。エアータグで身体を固定し、ひっぱり伸ばしてほぐします。



脚部を下方に引っ張る

フットストレッチ

エアータグでふくらはぎをホールドし、下方向へほどよい強さで引っ張ります。



HEATER

心地よさを追求。足先を温めるヒーター。

冷えやすい部分に足裏ヒーター

足先からじんわりと心地良く温めます。

※ヒーターのみの使用も可能です。
※設定温度: 約43度 (設定温度と体感温度は異なります。)



DESIGN

上質な空間を演出するブラックをご用意。



CONTROLLER

カテゴリ別のボタン配置で
見やすく使い勝手が良い

ダイレクトリモコン

コリや疲れに合わせて選べる

自動コース



部位別にお好みの強さで

強弱調節



足先をじんわり温める

ヒーター

足裏ヒーター



収納に便利な
ポケット付



スーパーリラックス マッサージチェア MTR-500

メーカー希望小売価格:320,000円(税抜)

【商品仕様】


- 本体寸法(約):
(脚部収納時)幅690×奥行1,200×高さ1,060mm
(脚部最大使用、リクライニング時)
幅690×奥行1,850×高さ680mm
- リクライニング角度(約):118~169度
- 質量(約):47kg ● 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:106W(ヒーターのみ5W) ● 定格時間:20分
- 医療機器認証番号:229ABBZX00050000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK)

JANコード:4951704170055

- 電気代の目安約43円/月(ヒーターとマッサージを1日30分(15分×2回)毎日使用した場合)
- 電気代の目安約41円/月(マッサージを1日30分(15分×2回)毎日使用した場合)
- ※電気料金目安単価:27円/kWh(税込)で算出。(2017年5月現在、当社調べ)



使用目的または効果 あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のコリをほぐす

⚠安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈[りゅう(瘤)、急性静脈[りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ● 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 妊娠中、または出産直後の人 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ● 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人 ● 体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。) ● 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ● 背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ● 捻挫、肉離れなど炎症性の人 ● 椎間板ヘルニア症の人 ● 腱鞘炎の人 ● 温度感覚喪失が認められる人 ● その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル **0120-027-612**

受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

E-mail <http://www.fujiiryoki.co.jp/>
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 **06-4793-0818**

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の情報や、
楽しいコラムなどが盛りだくさん!!

フジ医療器製品の消耗品・別売品の
お取寄せはコチラ!

素敵な景品が当たる!
プレゼントキャンペーン毎月実施中!

フジ医療器ホームページ
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

フジ医療器モール
<http://www.fuji-mall.com/>

ご応募は フジ医療器HPから!
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

QRコード
スマホ・ケータイから
かんたんアクセス



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●本カタログの記載内容は、平成29年5月現在のものです。