

FUJIIRYōKI

使い方が広がる、
シーンが広がる、
カジュアルデザイン。

全身マッサージチェア
として



脚部だけでも
独立して使用可能



カジュアル&
コンパクトで
使い方
自由自在

マッサージチェア PC-1000

ほし美人

COMPACT

ホールでも、個室でも、リビングでも、さまざまなシーンにぴったりフィット。スペースを選ばず、扱いやすいコンパクトデザイン。

COMBINATION

全身マッサージでも、脚部のみでも、使い方自由。座椅子マッサージチェアとフットマッサージのコンビネーション。

COMFORT

4つの「もみ玉」が多彩なマッサージを実現。癒しを追求した、独自開発のもみ玉マッサージ。

アミューズメントで



ネットカフェで



ホテルで



省スペースリラックスチェア






省スペース設計&カジュアルデザインの 座椅子と脚部がセットになりました。

椅子部

4つの基本機能


もみ

4つのもみ玉が体をつかんで、しっかりと揉みほぐします。



ゆらぎ

もみ玉が平行に動くことで、体を押しながら揺らすように揉みます。



たたき

もみ玉の軽快な動きで、リズムカルにマッサージします。



背すじ伸ばし

肩から腰まで約52cm背すじをマッサージ。全身と部分マッサージを選択できます。



3つの自動コース機能

ほぐしコース

もみ・ゆらぎ・たたき・背すじ伸ばしのマッサージを組み合わせ、全身をしっかり揉みほぐします。

リフレッシュコース

肩を重点的に、全身すっきりとマッサージします。

やすらぎコース

腰を重点的に、全身ゆったりとマッサージします。



コンパクト

扱いやすく、場所を選ばない省スペースのコンパクト設計。移動に便利なキャスター付で、女性の方でもらくらく運べます。



強弱調整パット

背中ファスナーを外して内蔵パットを出し入れすることで、マッサージの強弱調節ができます。



脚部

足裏からふくらはぎまでしっかりマッサージ

ふくらはぎからくるぶしにかけて、8枚の揉み板が手のひらでしっかり揉みほぐしたような心地よい感覚で、血行を促進します。足裏は、突起付マッサージャーが土踏まずを今までにない刺激ですっきりと揉みほぐします。



使い方自由自在

フットマッサージャーとしてだけでなく、回転させてオットマン(足置き台)や小物置きとしても使えます。



じっくり、しっかりマッサージ

「遅」「速」の2種類の自動コースと、連続動作を選択できます。



選べる 3つのカラー



OG
オレンジ

JANコード/4951704167314

BK
ブラック

JANコード/4951704167109

WH
ホワイト

JANコード/4951704167116

効能効果 あんま・マッサージの代用 (一般家庭で使用すること)

- 疲労回復 ● 血行促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

ほし美人

マッサージチェア PC-1000 (家庭用電気マッサージ器) 医療機器認証番号/221AGBZX00076000 (管理医療機器) メーカー希望小売価格/オープン価格

- 【椅子部】 ■寸法/(約)幅720×奥行960×高さ910 (mm) ・リクライニング時/(約)幅720×奥行1180×高さ640 (mm) ■質量/(約)33kg
■電源/AC100V (50/60Hz) ■消費電力/90W ■定格時間/20分
- 【脚部】 ■寸法/(約)幅600×奥行390×高さ510 (mm) ・反転時/(約)幅600×奥行470×高さ360 (mm) ■質量/(約)15kg
■電源/AC100V (50/60Hz) ■消費電力/50W ■定格時間/20分



安全に関する
ご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。■次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている方(例)血栓症、重度の動脈硬化、急性静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など ●次の方は、必ず医師と相談の上ご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。●悪性しゅよう(腫瘍)のある方 ●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けい(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。) ●皮膚に創傷のある方 ●急性疾患(疼痛性)のある方 ●骨粗しょう症の方 ●脊椎骨折の方 ●捻挫、肉離れなど炎症性の方 ●心臓に障害のある方 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方 ●背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方 ●貧血症の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●安静を必要とする方 ●医師の治療を受けている方 ●上記以外に特に身体に異常を感じている方 ■子供だけで使わせたり、自分で意志表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口 ☎0120-027-612
URL: <http://www.fujiiyoki.com>



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの記載内容は、平成21年8月現在のものです。

●お求めは…