

FUJIIRYŌKI

からだにやさしく、こころよく。



※掲載写真は背パット(別売)付になります。

新次元の
エアーストレッチを
コンパクトサイズに
実現。

エアーマーション

AIRMOTION

エアージェア RA-5000

アミューズメントで



ネットカフェで



ホテルで



省スペース&高機能エアージェア



エアーストレッチで身体をやさしく揉みほぐす、高品質なストレッチマッサージ。ムダを省いたシンプルデザインで省スペース化を実現します。

ソフトにしなやかに。 「フジ医療器」のストレッチマッサージが 進化しました。



独自機能

フジ医療器独自のクロスプレス方式を採用 ふくらはぎ「ミルキング」マッサージ


脚の骨部分避けて、エアータグを斜めに組み込んだクロスプレス方式を採用。ふくらはぎの両側を斜め方向からつかむように揉みほぐし、血行促進に効果的な「ミルキング」マッサージを実現しました。



新機能:クロスプレス方式(断面図)

ふくらはぎの「ミルキング」アクション

乳しぼりの動作で血管を圧迫し、血液を心臓に送り返す動作を「ミルキング」アクションといいます。運動不足や長時間同じ姿勢でいると、足の筋肉の働きが弱まり、むくみやだるさの原因になります。




ミルキングマッサージ(イメージ図)


独自機能

大容量エアユニットによる ストレッチマッサージ機能

背・腰・座部・足に合計23気室設けられたエアータグと、フジ医療器独自の高速給排気ユニットにより、多機能マッサージを実現。体を大きくひねって背中の筋肉をストレッチする「片側ひねり」や、ふだんあまり使わない筋肉を伸ばす「対角ひねり」など、多彩なマッサージによりやさしく体をほぐします。




片側ひねり



対角ひねり

座面ストレッチ機能

尻部左右のエアータグが交互にふくらみ、お尻をゆるすることで下半身をこちよくストレッチマッサージ。さらに座面前後のエアータグがお尻からもやさしく伸ばし、ふだん滞りがちな太ももからお尻付近の血行を促進します。




ももストレッチ

ヒップストレッチ

パルスマッサージ

フジ医療器独自の高性能エアユニットが加圧と除圧をリズムカルに繰り返すことで、歯切れのよい手もみ感覚のパルスマッサージを実現。使う方や体調に合わせて、全身エアーマッサージの強さ調節が3段階で選べます。



パルスモード エア動作イメージ

かんたん多機能リモコン

自動コースとお好みコースの選択から、各部のポイントマッサージ、強さ調節まで、簡単なボタン操作で行えます。リクライニング調節もボタンひとつでわかりやすく、操作しやすくなっています。

OPTION

背パット(専用カバー) RA-PT1
メーカー希望小売価格 **10,500円**(税込)
JAN:4951704742214

より快適な座り心地をお求めの方に、
着脱式背パットをご用意しました。



効能・効果

あんま・マッサージの代用(一般家庭で使用すること)



エアーションは、2009年度「癒し快適エビデンス応援マーク」第1号を取得しました。

「癒し快適エビデンス応援マーク」とは、このマークは、文部科学省・21世紀COEプログラム採択事業の研究成果の活用による取り組みの1つとして、健康関連製品の「癒し」や「快適性」に関し、癒し快適エビデンス評価・支援センターが規定する妥当な方法に基づいた実証試験を行い、今後とも、社会的・科学的意義等を踏まえた製品開発に関する努力が認められた製品について、大阪健康サービス産業創造協議会(OHS協議会)より与えられるものです。
※大阪健康サービス産業創造協議会(OHS協議会)とは、健やかで心豊かな生活を願う人々の期待と信頼に誠意を持って応えられるよう、産(健康関連の53企業)・官(大阪府など)・学(大阪大学など)・医(大阪府医師会など)が結集・協力し、新産業の創出と人々の健康づくりに取り組んでいる団体です。

エアーション
AIRMOTION

エアークエア RA-5000(家庭用エアマッサージ器)
メーカー希望小売価格/378,000円(税抜/360,000円)

仕様

- 寸法/(約)幅660×奥行1065×高さ1060(mm)・リクライニング時/(約)幅660×奥行1600×高さ800(mm)
- リクライニング角度/(背)120度~160度(オットマン)0度~80度 ■質量/(約)43kg ■電源/AC100V(50/60Hz) ■消費電力/62W
- 定格時間/30分 ■Janコード/4951704742221 ■医療機器認証番号/219AGBZX00068A04(管理医療機器)



安全に関する
ご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。■次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている方(例)血栓症、重度の動脈硬化、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など ■次の方は、必ず医師とご相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。●悪性しゅよう(腫瘍)のある方 ●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき) ●皮膚に創傷のある方 ●急性疾患(疼痛性)のある方 ●骨粗しょう症の方 ●脊椎骨折の方 ●捻挫、肉離れなど炎症性の方 ●知覚障害の方 ●心臓に障害のある方 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型電気機器を使用している方 ●背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方 ●貧血の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●安静を必要とする方 ●医師の治療を受けている方 ●上記以外に特に身体に異常を感じている方

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。※保証期間1年間(業務用など一般家庭用以外でご使用された場合は6ヶ月の保証期間とさせていただきます。)



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
会 社

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口 ☎0120-027-612
URL: <http://www.fujiiryokki.com>



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの記載内容は、平成21年7月現在のものです。

●お求めは…