

FUJIIRYŌKI

一步 二步 三步
踏みしめて60周年



ハイブリッドメカ

マッサージチェア SKS-2800
RelaxSolution
リラクソソリューション

HYBRID

大型のもみ玉 **+** 最新技術の
デジタルメカ制御

手のひらの付け根で
広くじんわりと
揉み込まれているような
もみ心地



新感覚!! ハイブリッドメカ搭載!

大型のもみ玉(約9cm)を最新技術のデジタルメカで制御。
まるで、手のひらの付け根(手根)で、広くじんわりと揉み込まれているような、
コリの周辺から中心に向けてジワ〜とくる、もみ心地が実感できます。



約9cmの大型もみ玉



専門
もみ技

部位に合わせて25タイプ(基本技を含む)の多彩なもみ技が選べます。

独自のデジタルメカ制御

部位別の独立強弱調節



強弱
調節 8段階



強弱
調節 2段階




強弱
調節 8段階

専門
もみ技


肩口から腰までかかる適度なもみ圧が、凝った筋肉をもみほぐし、幅広い範囲に、解き放たれたような心地よさが伝わります。



肩筋ケア



背筋開き



背筋ケア



腰極もみ、腰極たたき



肩~腕



肩療マッサージ

背面から立ち上がるエアバッグで肩まわりの血行を促進します。



腕部エアマッサージ

片側4個のエアバッグが指先から腕にかけてポイントを刺激し、腕のコリや疲れをもみほぐします。



腰



骨盤周りのマッサージ

もも横、座エアバッグの組み合わせ動作で、骨盤周りの筋肉を「横から」+「下から」包み込むようにマッサージします。



脚



ヒーター機能

足先とかかとに付いたヒーター機能で、足裏をじんわりと心地よくあたためることができます。



脚部エアマッサージ

12個のエアバッグで、ふくらはぎから足裏までしっかり包み、圧迫・開放の繰り返して血行を促進します。



フットストレッチ機能

脚をエアバッグでしっかりとホールドし、下方へと引っ張るストレッチマッサージです。

見やすい・使いやすい フルカラー液晶リモコン

視認性に優れたフルカラー液晶リモコンを採用。
ボタンを極力少なくし、多彩な機能を上下左右ボタンで簡単に操作できます。



メニューボタン

強弱調節、コース変更など、様々な機能を呼び出します。

選択/OKボタン


お好みのメニューや設定を簡単操作で選択。

脚部/リクライニング/収納ボタン

リクライニング、脚部の角度調節ができます。

メインメニューから「自動コース」や
手動「基本技」、手動「専門もみ技」などを
選ぶことができます。

●10の自動コースから選べます。



おすすめコース

・おすすめコース

全身


- ・全身 疲労回復コース
- ・全身 やすらぎコース
- ・全身 ソフトコース
- ・短縮コース
- ・全身 ストレッチコース

部位

- ・首・肩 疲労回復コース
- ・首・肩 やすらぎコース
- ・腰 疲労回復コース
- ・腰 やすらぎコース

●手動「基本技」4タイプ

●手動「専門もみ技」21タイプ



マッサージチェア SKS-2800

メーカー希望小売価格:331,429円(税抜)※税抜価格です。

【仕様】

- 本体寸法(約)：リクライニングしていない時(脚部収納時)：幅710×奥行き1,340×高さ1,150(mm)
リクライニングした時(脚部使用時)：幅710×奥行き1,890×高さ830(mm)
- 組立前最小幅(約)：710mm
- リクライニング角度(約)：120度～155度
- 定格時間：20分
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 消費電力：120W(ヒーター9W)
- 質量(約)：72kg
- リモコンスタンド付 (リモコンスタンドは座って左側に設置可能です。)
- 医療機器認証番号：224AKBZX00091000
(家庭用電気マッサージ器/管理医療機器)
- JANコード：4951704167925

マッサージチェアの効能・効果

あんま・マッサージの代用：●疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる
●筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解



安全に関する
ご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈けいゆう(痛)、急性静脈けいゆう(痛)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。) ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器
フリーダイヤル



0120-027-612 受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 06-4793-0818

E-mail フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
http://www.fujiiryoki.co.jp/

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、
まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における
個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のために、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

●お求めは…



美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
右記の販売店にご相談ください。
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。