


FUJIIRYŌKI



zerosolution

ゼロソリューション マッサージチェア SKS-50

マッサージする時、しない時。
わたしの暮らしにフィットする、
しっかりモノのマッサージチェア。



リクライ
ニング
機能付き



マッサージするときは、
リクライニングしてゆったりと。

電動リクライニング

お好きな姿勢で
マッサージができます。



くつろぎの姿勢で、ゆっくりとリラックス。



マッサージしないときは、
リビングチェアとして。

脚部マッサージャー完全収納で
スペースひろびろ。


専用クッション

座り心地のいい
クッションとごいっしょに。



* オットマン電動収納機構

オットマンが電動で収納することによって
省スペース化を実現。




首筋から足裏までしっかり癒す 充実のマッサージ機能



上半身


上半身を広範囲にマッサージ 4つ玉式もみメカ&座エア

広範囲なマッサージが可能な4つ玉式もみメカを採用。「もみ」「たたき」「さざなみ」「背筋のぼし」の4つの基本動作で、上半身を心地よくみほぐします。また、座面には左右4本づつ、8本のエアバッグを搭載。ヒップからも裏全体のマッサージも楽しめます。



あなたに最適なポイントを探します 肩位置あわせ機能

光センサーを用いて、体型や年齢・習慣など、座る人それぞれの適切なポイントを自動で読み取りマッサージします。



脚部

ふくらはぎから足裏まで 脚部マッサージ

8枚のもみ板がふくらはぎを包み込み、まるで手のひらでしっかり揉みほぐすような心地よい感覚で血行を促進します。また、足裏マッサージの心地良い刺激で足の疲れをすっきりほぐします。



体型に合わせて、ポジション調節が可能

オットマン スライド調節機能

オットマンが約10cm伸びるスライド調節機能付き。身長や体型に応じて、好みのポジションに調節できます。



リモコン

シンプル操作でカンタン 3つの自動コース

※脚部・座部は、コース中お好みで追加していただけます。

- 全身コース** 様々なもみ技の組み合わせで、首筋から足裏までじっくりともみほぐします。
- 腰コース** 立ち仕事や重労働による腰の疲れにお悩みの方に。
- 肩コース** デスクワークやパソコン疲れ等からくる首・肩のコリにおすすめです。



“マッサージだけ”じゃない便利さをプラス。

リモコンポケット

椅子に座って左側には、マッサージチェアのリモコンを差し込めるポケット付き



右側のポケットには、テレビのリモコンや小物など、よく使うモノを入れるのに便利です。



効能効果 あんま・マッサージの代用 (一般家庭で使用する)

- 疲労回復 ● 血行促進 ● 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす ● 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

マッサージチェア SKS-50

医療機器認証番号:221AGBZX00226A03 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器) メーカー希望小売価格/オープン価格

- 仕様**
- 本体寸法 (約): [リクライニングしていない時 (脚部収納)] 幅700×奥行1070×高さ1000mm、[リクライニング時 (脚部使用)] 幅700×奥行1800×高さ640mm
 - リクライニング角度 (約): 120~160度 ■ 質量 (約): 60kg ■ 電源: AC 100V (50/60Hz)
 - 消費電力: 110W ■ 定格時間: 20分 ■ JANコード: 4951704167307 (BK)



● ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。● 次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。● 医師からマッサージを禁じられている方 (例) 血栓症、重度の動脈硬化、急性静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む) など ● 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。● 悪性しゅよう (腫瘍) のある方 ● 妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ● 体温38℃以上 (有熱期) の方 (例: 急性炎症症状 [けん] (倦怠) 怠感、悪寒、血圧変動など) の強い時期。衰弱しているとき。● 皮膚に創傷のある方 ● 急性疾患 (疼痛性) のある方 ● 骨粗しょう症の方 ● 脊椎骨折の方 ● 捻挫、肉離れなど炎症性の方 ● 知覚障害のある方 ● 心臓に障害のある方 ● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方 ● 背骨 (脊椎) に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方 ● 貧血症の方 ● かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ● 安静を必要とする方 ● 医師の治療を受けている方 ● 上記以外に特に身体に異常を感じている方 ● 子供だけで使わせたり、自分で意志表示できない人には使用させないでください。また幼児に近づけないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口

☎ **0120-027-612**

受付時間: 9:00~17:30 (土日祝日、年末年始を除く)

URL: <http://www.fujiiryoki.co.jp>

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの記載内容は、平成22年4月 現在のものです。

●お求めは...