


FUJIIRYŌKI



zerosolution

ゼロソリューション マッサージチェア SKS-50(F)

マッサージする時、しない時。
わたしの暮らしにフィットする、
しっかりモノのマッサージチェア。



リクライニング機能付き



マッサージするときは、
リクライニングしてゆったりと。

電動リクライニング

お好きな姿勢で
マッサージができます。



くつろぎの姿勢で、ゆっくりとリラックス。



マッサージしないときは、
リビングチェアとして。

脚部マッサージャー完全収納で
スペースひろびろ。


専用クッション

座り心地のいい
クッションとごいっしょに。



* オットマン電動収納機構

オットマンが電動で収納することによって
省スペース化を実現。*





zerosolution

首筋から足裏までしっかり癒す 充実のマッサージ機能




上半身

上半身を広い範囲にマッサージ

4つ玉式もみメカ&座エアア

広範囲なマッサージが可能な4つ玉式もみメカを採用。「もみ」「たたき」「さざなみ」「背筋のぼし」の4つの基本動作で、上半身を心地よくもみほぐします。また、座面には左右4本づつ、8本のエアアバッグを搭載。ヒップからも裏全体のマッサージも楽しめます。



あなたに最適なポイントを探します

肩位置あわせ機能

光センサーを用いて、体型や年齢・習慣など、座る人それぞれの適切なポイントを自動で読み取りマッサージします。



脚部

ふくらはぎから足裏まで

脚部マッサージ

8枚のもみ板がふくらはぎを包み込み、まるで手のひらでしっかり揉みほぐすような心地よい感覚で血行を促進します。また、足裏マッサージの心地良い刺激で足の疲れをすっきりほぐします。



体型に合わせて、ポジション調節が可能

オットマン スライド調節機能

オットマンが約10cm伸びるスライド調節機能付き。身長や体型に応じて、好みのポジションに調節できます。



リモコン

シンプル操作でカンタン

3つの自動コース

※脚部・座部は、コース中お好みで追加していただけれます。

- 全身コース** 様々なもみ技の組み合わせで、首筋から足裏までじっくりともみほぐします。
- 腰コース** 立ち仕事や重労働による腰の疲れにお悩みの方に。
- 肩コース** デスクワークやパソコン疲れ等からくる首・肩のコリにおすすめです。



“マッサージだけ”じゃない便利さをプラス。

リモコンポケット

椅子に座って左側には、マッサージチェアのリモコンを差し込めるポケット付き



右側のポケットには、テレビのリモコンや小物など、よく使うモノを入れるのに便利です。



効能効果 あんま・マッサージの代用 (一般家庭で使用すること)

- 疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

マッサージチェア SKS-50(F)
医療機器認証番号:221AGBZX00226A03 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)
メーカー希望小売価格/オープン価格

仕様
■本体寸法(約):[リクライニングしていない時(脚部収納)]幅700×奥行1070×高さ1000mm、[リクライニング時(脚部使用)]幅700×奥行1800×高さ640mm
■リクライニング角度(約):120~160度 ■質量(約):60kg ■電源:AC 100V(50/60Hz)
■消費電力:110W ■定格時間:20分 ■JANコード:4951704167994



●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ●次の人は、必ず医師と相談の上で使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(瘧)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)。 ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●捻挫、肉離れなど炎症性の人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

●ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器
フリーダイヤル



0120-027-612

受付:月曜~金曜 午前9時~午後5時30分
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 06-6644-9103

E-mail フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付しております。
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における
個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のために、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

●お求めは...



美と健康の総合メーカー
株式会社
フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
右記の販売店にご相談ください。
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。