

## STANDARD & COMPACT

小柄なボディに高機能なメカユニットを搭載した、スタンダードマッサージチェア。



### 3つの独自機能


#### ① GRIP式メカ 2.0 本格メカマッサージ

肩位置センサーや幅広い強弱調節能力を備えた独自の4つ玉式メカユニット「GRIP式メカ2.0」を搭載。首すじからお尻まで、広範囲をマッサージします。


##### もみ玉突出能力



##### 肩位置自動検出



##### 部位別強弱調節機能





#### ② コンパクトボディ 省スペース設計

小柄なボディに、脚部収納機能やスライドクリーニング機能を搭載。置く場所を選ばない省スペースモデルです。



#### ③ エアーマッサージ 下半身を包み込む

座面と脚部に本格エアーマッサージ機能を搭載。下半身を包み込んで、ほぐします。



# GRIP式メカ 2.0搭載

幅広い強弱調節が可能な4つ玉メカユニット

肩・背・腰の3つの部位ごとに強弱調節が可能な4つ玉式メカを搭載。さらに、肩位置を自動的に検出するセンサーを搭載し、使う人に適したマッサージを行います。



肩位置自動検知  
&  
プログラムフィードバック

肩5段階・背2段階・腰5段階  
部位別強弱調節機能


# エアーマッサージ

下半身を包み込み、空気のもみほぐす

<b>座面エアー</b> 臀部をマッサージ	<b>脚部ほぐし</b> ふくらはぎ & 足裏(指圧突起)	<b>フットストレッチ</b> 空気圧で脚部を固定し、下方向へ引っ張る
--------------------------	----------------------------------	--

## 簡単操作のダイレクトリモコン

多彩な機能をシンプルに操作



# コンパクトボディ

置き場所に困らない、コンパクト設計

小柄なサイズなうえ、省スペースを実現する2つの機能を搭載。お部屋にすっきり収まります。



スライド  
リクライニング

オットマン  
反転収納機能

## スーパーリラックス マッサージチェア SKS-55

メーカー希望小売価格：オープン価格


仕様

- 医療機器認証番号:226AKBZX00096A01 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)
- 本体寸法(約):リクライニングしていない時 幅710mm×奥行1,020mm×高さ1,080mm  
リクライニングした時 幅710mm×奥行1,760mm×高さ785mm
- リクライニング角度(約):117~158度
- 本体質量(約):54kg ●電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:101W ●定格時間:20分



ブラック(BK)

JANコード:4951704168540



搬入幅 約73cm ●搬入幅:本体搬入幅71cm+2cm(養生のため)以上が必要です。

使用目的または効果 あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のコリをほぐす

**安全に関するご注意** ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご購入にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内 フジ医療器 フリーダイヤル **0120-027-612** 受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

E-mail <http://www.fujiiryoki.co.jp/> フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。 FAX番号 **06-4793-0818** FAX・E-mailでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折返しお電話させていただきます際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!  
フジ医療器モール <http://www.fuji-mall.com/>

素敵な景品が当たる! プレゼントキャンペーン毎月実施中!  
ご応募は フジ医療器HPから! <http://www.fujiiryoki.co.jp/>  
QRコード スマホ・ケータイからかんたんアクセス



〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階 <http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは...