



S-style マッサージチェア

FUJIIRYOKI

STY-67

ロングストロークメカ搭載。 ゆったりくつろげる スタイリッシュチェア



詳しくは製品サイトへ




リラックスした姿勢で、しっかりマッサージ

身体のラインに合わせて最適なマッサージを行う ロングストロークメカ

上下ストローク約105cmの幅広い施療範囲をカバーし、上玉、下玉で大きさの違うもみ玉を採用した4つ玉メカユニットです。首～太もも裏まで、各部位に最適なマッサージを行います。

首 背中 お尻 太もも裏 幅広くカバー



施療範囲
105cm

リクライニング角度を新たに改良 フロートリクライニング

最大128度のリクライニング角度でよりリラックスした姿勢でマッサージができます。



リクライニング
角度
約1.5倍*

- STY-67の最大リクライニング角度
- 従来機種の最大リクライニング角度
- リクライニングする前の角度

*当社製品STY-66比較

一人ひとりにピッタリのマッサージが可能

たたき、背すじ伸ばし動作中に「もみ玉幅調節ボタン」を長押しすることで、もみ玉の幅をお好みの位置に調節することができます。また肩位置の高さを5段階から手動で調節できます。

もみ玉の幅をお好みの位置に調節可能
「もみ玉幅調節」機能

ピンポイントで
マッサージ

肩位置の高さを5段階から手動調節可能
「肩位置手動設定」

一人ひとりに
ピッタリ

肩位置手動調節
5段階

選べる自動コース 5種類

全身コース	全身をくまなくマッサージ
肩コース	肩まわりをしっかりマッサージ
腰コース	腰まわりをしっかりマッサージ
尻も癒やしコース	もみ動作を中心に腰まわり～太もも裏をマッサージ
尻もほぐしコース	たたき動作を中心に腰まわり～太もも裏をマッサージ

全身を包み込んで、心地よくもみほぐす エアーマッサージ

エアークッション
6個

腕エアーマッサージ

ふくらはぎ
エアーマッサージ

リラックスした姿勢で、しっかりマッサージ フロートリクライニング

座り姿勢を維持しながら倒れ、リラックス性の高いフロートリクライニングを採用。背面スペース約15cmまでリクライニングが可能です。



仕様

S-style マッサージチェア LJ22 STY-67

【仕様】


- 本体寸法(約):
<リクライニングしていない時>幅70cm×奥行119cm×高さ91cm
<リクライニングした時>幅70cm×奥行129cm×高さ76cm
- リクライニング角度(約): 110度～128度
- 質量(約): 31kg
- 電源: AC100V
- 消費電力: 50W
- 医療機器認証番号:
304AKBZX00033000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK)
JANコード:4951704171502

寸法

【寸法図】搬入幅の目安は約72cmです。(商品幅)+(養生) 約70cm+約2cm



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612

受付:平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号	06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

●お求めは...

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2022年8月現在のものです。