



TRADDYS マッサージチェア

FUJIIRYOKI

TR-30

さらに心地よく 進化した コンパクトモデル



充実のマッサージ機能搭載



疲れやすい部位を重点的にケアする
5種類の部位専用技

首、肩、肩甲骨、腰、お尻といった疲れやすい部位を重点的にマッサージする部位専用技を搭載しました。

首ほぐし 首まわりをローリング&もみマッサージします。

肩ハード 上から肩まわりをじっくりマッサージします。

肩甲骨 肩位置を基準とし、肩甲骨裏上部をローリング&たたきマッサージをします。


腰ハード 腰まわりをじっくりマッサージします。

尻ほぐし 尻まわりをローリング&もみマッサージします。

4種類の自動コース **全身** **腰** **肩** **ストレッチ**

独自の4つ玉式メカユニット
GRIP式メカ2.0

独自の4つ玉式メカユニット「GRIP式メカ2.0」が、肩の位置を自動で検知し、背・腰のマッサージポイントまで予測。一人ひとりの身体に合ったマッサージを行います。



基本技 **4種類**

- もみ
- たたき
- さざなみ
- 背すじのばし

肩位置自動検出&プログラムフィードバック

部位別強弱調節

マッサージ範囲 約61cm

全身を包み込んで、心地よくもみほぐす エアーマッサージ

全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。肩部のマッサージは、肩のエアーバッグが片側2枚になったことで、より肩部分を圧迫してマッサージします。



骨盤まわりのコリを入念にエアーマッサージ 「骨盤ひねりモード」搭載

座面ともも横にあるエアーバッグで骨盤まわりをひねるような動作でマッサージする「骨盤ひねりモード」を搭載。

「座面・もも横マッサージ」と切り替え可能



脚部が収納できるので使いやすい コンパクトボディ

マッサージをしていない間は脚部マッサージ部をフットレストにしたり、完全収納することができます。また、腕マッサージ部は使用しないときは収納ができます。



壁際にも設置できる スライドリクライニング機構

座面が前方にスライドするため、限られたスペースでも後方に約15cmあればフルリクライニングが可能です。



仕様

マッサージチェアET57 TR-30 メーカー希望小売価格：363,550円(税込)


【仕様】

- 本体寸法：
〈脚部収納時〉幅約70cm×奥行約101cm×高さ約107cm
〈肩・脚部最大使用、リクライニング時〉
幅約87cm×奥行約181cm×高さ約80cm
- リクライニング角度：約118度～約150度
- 質量：約56kg
- 電源：AC100V
- 定格時間：20分(オートタイマー：約15分)
- 消費電力：71W
- 医療機器認証番号：302ABBZX00074000



ブラック(BK) ベージュ×ブラウン(CB)
JANコード：4951704171137 4951704171144

寸法



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)]栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)●次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[どう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人●お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎️ 0120-027-612 受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

●お求めは…