



TRADDY マッサージチェア

FUJIIRYOKI

TR-500


つかんでほぐす 独自のマッサージを 搭載



独自
機構

つかんでもみほぐす 「GRIP式メカ3.0+(プラス)」を搭載


肩はつかんでほぐし、各部位に適したマッサージを提供する6つ玉メカ「GRIP式メカ3.0+(プラス)」を搭載しました。首すじから腰までのラインに沿いながら、上玉に採用した「360度回転もみ玉」で流れるようになめらかなもみ心地を楽しめます。



肩 背中 腰 お尻

上玉と真ん中の玉で
肩をしっかりつかみます。

滑らかなもみ心地 360度回転もみ玉



縦回転 横回転

背すじのカーブに沿った S字フィットフレーム



一人ひとりに合わせた多彩なもみ心地を実現

MECHANICAL MASSAGE

それぞれの好みに合わせたもみ心地を。

首ほぐし

肩ハード



首 肩 肩甲骨 腰 尻

その日の疲れに合わせて選べる
**4つの自動コースと
5つの部位専用技**

自動コース **4種類**

- 全身コース ●腰コース
- 肩コース ●ストレッチコース

肩甲骨

腰ハード

尻ほぐし



肩位置自動検出&プログラムフィードバック

自動コース開始時にセンサーが肩位置を検出。

背・腰部の位置を予測し、適切なポイントでマッサージ。



部位別強弱調節機能

部位ごとにマッサージの強さをお好みに合わせて調節できます。

- | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|
| 肩 | 強弱調節 | 5段階 | 背 | 強弱調節 | 2段階 | 腰 | 強弱調節 | 5段階 |
|---|------|-----|---|------|-----|---|------|-----|

AIR MASSAGE

全身がエアーの癒しに包まれる、贅沢な「エアーマッサージ」

肩ぐうエアー
マッサージ

**20枚の
エアーバッグ**



腕エアーマッサージ

骨盤周りエアーマッサージ

脚部エアーマッサージ



骨盤ひねりモード



フットストレッチ機能

冷えやすい部分を温めてマッサージをサポート

足裏ヒーター

つま先に搭載されたヒーターが足裏をじんわり温めます。

足裏には
パイプヒーター式
指圧突起 搭載!



その他の 特徴

リラックスした姿勢で、しっかりマッサージ
ゼログラビティ式リクライニング
フットレストにしてリラックス、収納してコンパクト
反転式フットレスト

仕様

トラディ マッサージチェアMT58 TR-500

メーカー希望小売価格：473,000円(税込)

【商品仕様】

- 本体寸法：(脚部収納時)幅 約70×奥行 約103×高さ 約112cm
(肩・脚部最大使用、リクライニング時)
幅 約79×奥行 約194×高さ 約83cm
- リクライニング角度：約120度～約165度
- 質量：約78kg
- 電源：AC100V
- 定格時間：20分(オートタイマー)約15分)
- 消費電力：106W(ヒーターのみ5W)
- 医療機器認証番号：303ABBZX00025000
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)




ブラック(BK)

JANコード：4951704171267

寸法

【寸法図(cm)】 搬入幅の目安は約72cmです。(商品幅)+(養生) 約70cm+約2cm



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(傷)急感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612

受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、

お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

FAX番号

06-4793-0818

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報をご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

●お求めは…

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2021年8月現在のものです。