



TRADY マッサージチェア MT23

FUJIIRYOKI

TR-600

心地よい浮遊感リクライニング リラックス姿勢で 贅沢なマッサージを

詳しくは製品サイトへ




部位に合わせたきめ細かいマッサージを実現 「GRIP式メカ3.0 SMART」

肩はつかんでほぐし、背中では広範囲に、腰は深く、お尻は下部まできめ細かくマッサージする「GRIP式メカ3.0 SMART」を搭載。こだわりのもみ心地を継承しながらコンパクト化を実現。さらに「360度回転もみ玉」と「S字フィットフレーム」がなめらかなで心地よいマッサージを行います。



上玉と真ん中の玉で
肩をつかみもみ

滑らかなもみ心地
360度回転
もみ玉



背すじのカーブに沿った
S字フィット
フレーム



心地よい浮遊感でマッサージを行う 「ゼログラビティ式リクライニング」

背もたれと座面の角度を保ったまま座面を上昇させ背もたれをリクライニングさせます。リクライニング途中でも自然な姿勢で体圧を分散させ、リラックスした姿勢でマッサージをお楽しみいただけます。

リラックス度の高い状態でのマッサージ



充実のマッサージ機能で贅沢リラックス体験を

MECHANICAL MASSAGE

その日の疲れに合わせて選べるマッサージ

6種類の部位専用技

背中ほぐし	首ほぐし	新たに背中周りをほぐすマッサージを加えた6つの部位専用技をご用意。	
			
		肩ハード	肩甲骨
		腰ハード	尻ほぐし

4種類の自動コース

●全身コース ●肩コース ●腰コース ●ストレッチコース

肩位置自動検出&プログラムフィードバック

自動コース開始時にセンサーが肩位置を検知。適切なポイントでマッサージします。

部位別強弱調節機能

部位ごとにマッサージの強さをお好みに合わせて調節できます。

冷えやすい足先をじんわり温める

足裏ヒーター

足先に搭載したヒーターでじんわり温めます。

足裏には
バイブレーター式
指圧突起 搭載!



収納してコンパクトに

反転式フットレスト

レバーを上げ、脚部を反転させるとフットレストとして使用することができます。



仕様

トラディ マッサージチェア MT23 TR-600

メーカー希望小売価格：498,000円(税込)

【商品仕様】

- 本体寸法：(脚部収納時)幅 約74×奥行 約109×高さ 約115cm (脚部最大使用、リクライニング時) 幅 約74×奥行 約177×高さ 約90cm
- リクライニング角度：約118度～約143度
- 質量：約57kg
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 定格時間：20分(オートタイマー約15分)
- 消費電力：85W(ヒーターのみ5W)
- 医療機器認証番号：305AKBZX00049000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)




ブラック(BK)
JANコード：4951704171946

寸法

推奨搬入幅の目安は約77cmです。(開梱時商品幅)+(養生) 約71cm+約6cm

【寸法図(cm)】



使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル  0120-027-612

受付：平日9:00～17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web	www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
FAX番号	06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

●お求めは…

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目22 大江ビル14階 www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2023年12月現在のものです。