

TRADY SEAT シートマッサージャー

FUJIIRYOKI

TR-S2

# 2つの専用メカと エアバッグでもみほぐす 多機能シートマッサージャー



## 広範囲を効率よくパワフルにマッサージ

### 2つの専用メカで広範囲にもみほぐす 「ダブルもみほぐし機構」

首・肩と背中・腰にそれぞれ独立した専用メカを搭載し、最適なマッサージを実現。最大約67cmの施療範囲で、各部位を効率よく広範囲にもみほぐします。

首・肩

首肩粘りほぐしメカ




背・腰

背腰ほぐしゆらぎメカ

### 合計6枚のエアバッグを搭載 2種類のエアーマッサージ


腰横と座面に合計6枚のエアバッグを搭載。「もみ」と「ひねり」の2種類のマッサージで、骨盤まわりをもみほぐします。

骨盤周りを包み込みほぐす



もみ

ひねるようにマッサージ



ひねり

# 多彩なもみ心地を実現したシートマッサージャー

## 2つの専用メカとエアーマッサージの組み合わせ 53通り\*のマッサージパターン

「首肩粘りほぐしメカ」、「背腰ほぐしゆらぎメカ」、「骨盤エアーマッサージ」はそれぞれ、手動で選択することができます。その組み合わせパターンは53通り。その日の疲れや、お好みにあったマッサージを楽しめます。



### 2種 首肩粘りほぐしメカ



### 3種 背腰ほぐしゆらぎメカ



背中のもみ玉にヒーター機能を搭載  
**もみ玉ヒーター**

臀部をやさしくほぐします  
**座面パイプ機能**

お好みのコースをお選びいただけます  
**3つの自動コース**

\*首肩メカ2通り+背腰メカ5通り+エア-2通り+首肩メカ・背腰メカ複合10通り+首肩メカ・エア-複合4通り+背腰メカ・エア-複合10通り+首肩メカ・背腰メカ・エア-複合20通り=53通り

### 仕様

## フジシートマッサージャー T21 TR-S2


### 【商品仕様】

- 本体寸法(約):  
幅 約56×奥行 約48×高さ 約80cm
- 質量(約): 8.5kg
- 適応体重: 90kg以下
- 電源: AC100V (50/60Hz)
- 消費電力: 48W (ヒーターのみ6W)
- 定格時間: 30分 (オートタイマー: 約15分)
- 医療機器認証番号: 303AABZX00034000  
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック (BK)  
JANコード: 4951704135054

### リモコン



### 使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。  
●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●骨髄(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。  
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

### お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web [www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)  
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ [www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)

美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**

●お求めは...

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル4階 [www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)

このカタログ内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2024年9月現在のものです。