

ゆったりやすらぎ、じっくりほぐせる。
新スタイルマッサージチェア



ゆったりと身体を預けながら首、肩から腰付近までしっかりとマッサージ



首から腰までじっくりほぐす
「やすらぎもみたたきメカ」採用

4つ玉のもみメカによる滑らかで手技のようなメリハリのあるマッサージを体感することができます。



スッキリと置きやすいデザインと
座り心地の良いクッション

クッションは落ち着きのあるファブリック生地、木脚には温かみのある無垢材を使用し、リビングや和室にも馴染みやすいデザインです。

リラックスした姿勢でじっくりとマッサージ、癒しのひと時を。


ゆったりと身体を預けながら首、肩から腰まで広範囲をしっかりとほぐすことができるメカユニットと独自のフレームを搭載。



最大
施療範囲
約58cm


やすらぎもみたたきメカ

横方向に回転するもみ玉を採用し、滑らかで手技のようなメリハリのあるマッサージを実現。



カーブフィットフレーム NEW

首や肩にしっかり沿ってマッサージがフィットする独自のフレーム設計を採用。首から腰までスムーズにもみほぐします。



肩の高さに合わせて調節できる 肩位置調節機能

肩位置の高さを3段階から手動で調節できます。



その日の体調や疲れに合わせて
自動コース3種類

4段階の角度に手動で調節可能
リクライニング機能

心地よく体を包み込む
背/座面クッション

シンプルで操作しやすい
シンプルLEDリモコン

お好みで選べるもみ心地 4タイプのもみ技



筋肉のコリをじっくりもみほぐします



リズムカルに心地よくたたきます



“もみ”ながら“たたき”動作でほぐします



背すじを伸ばすようにほぐします

リビングマッサージチェア T24 TR-Z1

- メーカー希望小売価格: 99,800円(税込)
- 本体寸法(クッション含む):
幅 約51×奥行 約70×高さ 約83cm(リクライニングしていない時)
幅 約51×奥行 約110×高さ 約56cm(リクライニングした時)
- 質量(クッション含む): 約13.4kg(本体)
- 定格電源(50/60Hz): AC100V
- 定格時間: 20分(オートタイマー 約10分)
- 定格消費電力: 40W
- アダプター定格(入力) AC100V 50/60Hz 100VA (出力) DC24V 2A
- 背もたれ部調節角度: 約99度~約150度(4段階可動)
- 張地: ポリエステル
- 適応体重: 100kg以下
- 付属品: ACアダプター (MODEL: IVP2400-2000) 背クッション、座面クッション
- 生産国: 中国
- 医療機器認証番号: 306AHBZX00037000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブルー(A): 4951704135146

使用目的または効果

あんな・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例: 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など) ■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温 38℃以上(有熱期)の人(例: 急性炎症症状[けん(巻)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき) ●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、捻挫、肉離れなど急性[どう(疼)痛性]疾患の人 ●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ●椎間板ヘルニア症の人 ●腱鞘炎の人 ●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ■ご自分で意思表示ができない人、または操作できない人には使用させない。また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせない。事故やけがのおそれがあります。●お子様だけで使用させたり、遊ばせたりしない。また、幼児を近づけない。故障や事故、けがのおそれがあります。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器
フリーダイヤル

0120-027-612 受付: 平日9:00~17:30
(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただきます際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー 株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…