

暮らしを健やかにする
電解水素水
はじめませんか？



電解機能

10種類の水

浄水・酸性水・衛生水
7種の電解水素水

浄水機能

12物質除去^{※1}

JIS指定12物質

経済的

低コスト&
節水機能

浄水



酸性水



電解水素水



衛生水



トレビの電解水素水生成器は家庭用医療機器です。

電解水素水の使用目的、または効果
胃腸症状の改善

- 胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
- 胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。



トレビの水で“暮らしに良いこと”はじめませんか？

どれくらい費用がかかる？



電解水素水は
1Lあたり約9円です

水道水から作るのご家庭で使用する
なら断然お得です。

※トレビ:1日20Lの使用、本体を5年間使用した場合
(本体代金、水道代、電気代、カートリッジ代含む)

洗浄除菌もできるの？



洗浄除菌が出来る
衛生水も生成できます

衛生水は食塩を添加し電気分解した次
亜塩素酸を含む強酸性水で
洗浄除菌に有効とされています。

電解水素水は飲むだけ？



電解水素水は
料理にも活用できます

電解水素水は野菜のアク抜き、
炊飯、お茶や煮物などの出汁取りにもご
使用できます。

※本チラシでは生成される水の名称として、「電解水素水」・「酸性水」を使用しています。これらはJIS T 2004 (家庭用電解水素生成器) で用いられる「アルカリ性電解水」・「酸性電解水」に相当します。

※1 [JIS規格指定12物質]①遊離残留塩素 ②濁り ③総トリハロメタン ④クロロホルム ⑤プロモジクロロメタン ⑥ジプロモクロロメタン ⑦プロモホルム ⑧溶解性鉛 ⑨CAT (農薬) ⑩2-MIB (カビ臭) ⑪テトラクロロエチレン ⑫トリクロロエチレン

健康と安心は水を使い分けることから

10種類の水が選べる

トレビは胃腸に良い水だけでなく、お料理をおいしくする水、お肌によさしい水、清潔に保つ水など多彩な水を選ぶことができます。

飲用水	飲み始め	飲み慣れ	日常飲用	機能水		
浄水 薬・サプリ	電解水素水 1 pH8.5 水素プラス pH8.5 初めて飲む方	電解水素水 2 pH9.0 水素プラス pH9.0 米研ぎ・炊飯	電解水素水 3 pH9.5 水素プラス pH9.5 お茶・お料理	衛生水 pH2.5 洗浄除菌	酸性水 pH5.5 洗顔	強電解水素水 pH10.5 野菜のアク抜き

フジ医療器の優れた浄水機能と高効率電解槽

水道水

メカニカルフィルター
活性炭(粒・繊維)
中空糸膜フィルター

浄水

電極枚数 **5枚**
高効率電解槽
特許登録済 (特許第4914338号)

浄水機能 JIS規格指定12物質を除去

①遊離残留塩素	⑤プロモジクロロメタン	⑨CAT(農薬)
②濁り	⑥ジブロモクロロメタン	⑩2-MIB(カビ臭)
③総トリハロメタン	⑦プロモホルム	⑪テトラクロロエチレン
④クロロホルム	⑧溶解性鉛	⑫トリクロロエチレン

電気分解 プラチナファインコーティングで、水素を多く含む水を生成。

陰極 (-) 陽極 (+)

水(H₂O) → 水素(ガス) + 酸素(ガス)

水(H₂O) → 水素イオン + 水素イオン

電解水素水

酸性水

しっかり電解、水素たっぷり

「水素プラスボタン」を
押すと用途に合ったpHになり
溶存水素量が最大20%UP

pH 9.5

水素プラス H₂ 表示

※pH9.5合成水使用時(JIS T 2004)に基づく合成水)通常モードと水素プラスモード比較。※水質により異なります。

TREVI

トレビ 電解水素水生成器S1 WI-700

JAN:4951704417525



メーカー希望小売価格:242,000円(税込)

医療機器認証番号:226AKBZX00010000(管理医療機器)

- 本体寸法/幅25.5×奥行12×高さ34.7cm ●質量/5.7kg(満水時6.6kg)
 - 定格/AC100V(50/60Hz) ●消費電力/約250W(待機時:約0.4W)
 - 電源コード/約2.5m ●給水接続/レバー切替
 - 給水方式/吐水蛇口分岐栓 ●本体通水可能水圧(動水圧)/約70~500kPa
 - 使用可能水道管圧力(静水圧)/約70~750kPa
 - 浄水カートリッジ(FW-13CM)
- 【同梱付属品】分岐栓、分岐栓取付用付属品、衛生水生成用食塩、pH測定液セット 他

捨てる水は約5%、わずかな排水でたっぷり生成

生成水・排水の流量比率は**19:1** ※電解水素水1, 2, 3を選択時。

カートリッジ交換目安:約2年(1日20L使用の場合) オートパワーオフ機能

リアルタイムリフレッシュ機能 オートリフレッシュ機能



安全に関する
ご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。■電解水素水生成器のご注意 ●腎疾患(腎不全、カリウム排泄障害など)の方は電解水素水を飲用しないでください。●電解水素水を飲用するときには、次のことにご注意ください。①医薬品を電解水素水で服用しないでください。②飲用してから身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師にご相談ください。●次の方はご使用前に医師にご相談ください。①持病のある方または身体に弱っている方。②腎臓に障害のある方及び、身体に異常を感じている方。③医師の治療を受けている方。●初めてご使用になる場合、pH値が中性に近い水から少量ずつ(コップ1~2杯)、2週間程度電解水素水になれていただき、順次pH値を上げてご使用されることをおすすめします。●アレルギー症の方は発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。●次の方は酸性水を使用する前に医師にご相談ください。①肌の弱い方。②アレルギー体質の方。●酸性水を用いて肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師にご相談ください。●本カタログ掲載商品は日本国内でご使用ください。●飲用に合格した水を使用してください。●元止め式瞬間沸湯器には使用しないでください。

！ 使用上のご注意 ●水道法の水質基準に不適合な原水は処理できません。●硬水を軟水に変えることはできません。●地域によってカートリッジ寿命に差がでます。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル **0120-027-612** 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ！

フジ医療器オンラインショップ www.fujiiryoki.shop

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

●お求めは…

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

日本製

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2022年1月現在のものです。