



**GOOD DESIGN
AWARD 2017**

COMPACT MASSAGE CHAIR **Circ**

SYNCA

「イス」と呼ぶには、あまりに贅沢。



SYNCA

こだわったのは、お尻へのアプローチ。

お尻の筋肉は、骨盤と足を繋いでいる重要な場所。


SYNCAコンパクトマッサージチェアは
お尻への「たたき」と「揉み」にこだわりました。



エアバッグで骨盤まわりをリラックス。

座面左右のエアバッグが伸縮。

腰を左右に動かし、骨盤まわりをリラックスさせます。




L字型にレイアウトされた約86cmのもみ玉のレールで
背中～腰～お尻～ももの裏まで
広い範囲をマッサージします。
身体を預けることのできる深いL字だからこそ
もみ玉をしっかり感じることができます。

背
中
か
ら
、
も
も
の
裏
ま
で
。



多彩なコース、思いのままマッサージ。

簡単操作のコントローラーで
すべてをチェアにまかせるのも
気になる部分をピンポイントでしっかりもみほぐすのも。
あなたの気分、コリや疲れにあわせて
お好みのマッサージコースをセレクトできます。



自動

「全身」「背中」「腰」「お尻」「エアストレッチ」から選ぶ5通りの自動コース。

手動


「全身」「上半身」「下半身」の3つ範囲と、「もみたたき」「ローラー」の2つの技を組み合わせる6通りの手動コース。

ポイント

手動で選んだ「範囲×手技」に、さらに細かく「上」「下」の高さ調整。
気になる部分をピンポイントでもみほぐします。

製品仕様

製品名	コンパクトマッサージチェア サーク		
カラー	ベージュ、ボルドー、ネイビー	質量	31.5kg
医療機器認証番号	229AGBZX00107000	電源ケーブル	約2m(±20cm)
定格電源	AC100V 50/60Hz	最大耐荷重	90kg
定格消費電力	30W(ヒーター消費電力5W)	同梱物・付属品	調整パッド ^(※) 、ビロー、電源コード、ユーザーマニュアル
寸法	W550 × H940 × D990mm		



※調整パッド…
座面に敷くことで、もみ玉の当たる位置やお尻へのマッサージの強弱を調整できます。製品カラーごとに同色パッドが1つ付属します。

●電気代の目安: 約14円/月
(ヒーターとマッサージを1日約30分、毎日使用した場合)

●電気代の目安: 約12円/月
(マッサージを1日約30分、毎日使用した場合)

※電力量目安単価 31円/kWh(税込)の場合で算出。(当社調べ)

■ベージュ



■ボルドー



■ネイビー





SYNCA

株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

☎ 0120-027-612

www.synca-wellness.jp



●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2023年10月現在のものです。

23.10.8S.JHC.A 注文No.1714