

SYNCA

サーク グレイス

**CirC GRACE**

マッサージチェア L24 MR380

ボディメンテが進化する  
SYNCAのマッサージチェア



**FUJIROYOKI**

自分らしさを保つために、  
心も身体もリラックスできる贅沢なひとときを。

忙しく変化する日々の中で、様々なストレスや疲れから解放させて  
自分の心と身体のバランスを保つことがとても大切です。  
CirC GRACEは心地よいリラクゼーションで心と身体のバランスを整え、  
自分らしく、もっと毎日を楽しめるようにあなたに寄り添いサポートします。



**ゆったり寛げるリクライニングチェアモード**  
マッサージを行わずに、ヒーター、Bluetooth®スピーカー、  
リクライニング機能が使えるモードです。



スマートフォンポケット 調節ダイヤル

## MECHANICAL MASSAGE

ゆったり、包み込むようなソファ形状。首からお尻までを流れるように  
マッサージするGRACEメカとフレームでスムーズに身体をほぐします。

### GRACEメカ もみ速度調節4段階


多彩なもみ技を搭載した4つ玉メカユニットで広範囲をほぐします。

#### ソフトもみ玉

弾力のある素材のもみ玉で  
心地よくもみほぐします。

#### 肩位置自動検知機能

一人ひとりの体形に合わせて  
肩位置を自動検知します。



### GRACEフレーム

首からお尻まで約95cmの  
ワイドな施療範囲で  
マッサージします。



## 8タイプのもみ技

お好みで手技のようなもみ技を8タイプから選択できます。

		もみ	リズムもみ
		たたき	リズムたたき
		さざなみ	指圧*

大きくもみ広げ、小さくもみ込むように  
コリをほぐします。

もみながらたく、緩急のある心地よい  
マッサージで広範囲をほぐします。

\*指圧は、もみ動作を応用した表現です。

## ゼロフロートリクライニング

水に浮かんでいるようなリラックスした  
姿勢でマッサージが受けられます。



## AIR MASSAGE + HEATER

心地よく、しっかりとほぐす。ふくらはぎと腰横をエアバッグで  
包み込むようにほぐし、腰周辺を心地よく温めます。

エアバッグ8個

エア強さ調節4段階

### グラフェンヒーター

腰周辺に搭載した  
熱伝導率が高いヒーターで  
素早く温めます。

ヒーター温度  
約38~45℃

※室温20℃~25℃の場合。  
室温等により体感温度が  
異なる場合があります。



### 反転式フットレスト

簡単に脚部を反転させて  
フットレストに。



### Bluetooth® スピーカー搭載

5つの  
内蔵音楽

スマホやタブレットと接続し  
贅沢な音響空間を楽しめます。



※内蔵の音楽とマッサージは連動しません。

### アンビエント LEDライト

心が落ち着くような優しい青い光が  
リラックス空間を演出します。



## リモコン (操作パネル)



### 5種類の自動コース

全身マッサージから、部分的な集中ケアまで幅広く対応。

**自動** 全身疲労回復

**自動** 首肩中心

**自動** 腰中心

**自動** 骨盤中心

**自動** 全身ストレッチ

SYNCA CirC GRACE  
マッサージチェア L24 MR380  
メーカー希望小売価格：オープン価格

SYNCA公式サイト  
www.synca-wellness.jp



### 【商品仕様】

- 本体寸法:  
リクライニングしていないとき  
幅 約70×奥行 約110×高さ 約105cm  
リクライニングしたとき  
幅 約70×奥行 約145×高さ 約78cm
- リクライニング角度: 約130~約158度
- 質量: 約60kg ● 電源: AC100V (50/60Hz)
- 消費電力: 80W (ヒーター: 6W) (待機電力: 2W)
- 定格時間: 20分 (オートタイマー: 約15分)
- 医療機器認証番号: 306AHBZX00011000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

付属: 調節パッド




ベージュ×ベージュ (CC)  
JANコード: 4951704173438



ブラック (BK)  
JANコード: 4951704173421

- 電気代の目安: 約37円/月 (ヒーターとマッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- 電気代の目安: 約34円/月 (マッサージを1日約30分毎日使用した場合)
- ※ 電力料金目安単価: 31円/kWh (税込) で算出。(当社調べ)



※ Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および号は、それぞれの所有者に帰属します。

## “SYNCA”はフジ医療器が新たに展開するパーソナルケアブランドです。

SYNCAは、1954年創業マッサージチェア業界のパイオニアとしてフジ医療器が長年培ってきたこだわりのマッサージ技術とリラックス性の高いアイデアを詰め込んだ商品をお届けします。



### ご使用にあたって

- ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ◎この商品の保証は日本国内のみ有効です。交流100V以外の電源で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ◎日本国外で使用された際のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ● 血行をよくする ● 筋肉の疲れをとる ● 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。● 医師からマッサージを禁じられている人 (例: 血栓 [そく(塞)栓] 症、重度の動脈りゅう (瘤)、急性静脈りゅう (瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む) など) ● 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ● 悪性しゅよう (腫瘍) のある人 ● 心臓に障害のある人 ● 妊娠中、または出産直後の人 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ● 皮膚に創傷のある人 ● 安静を必要とする人 ● 体温 38℃ 以上 (有熱期) の人 (例: 急性炎症症状 [けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期。衰弱しているとき) ● 骨粗しょう (鬆) 症の人、せきつい (脊椎) の骨折、急性 [とう(疼)痛性] 疾患の人 ● 背骨 (脊椎) に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ● 捻挫、肉離れなど炎症性の人 ● 椎間板ヘルニア症の人 ● 腱鞘炎の人 ● 温度感覚喪失が認められる人 ● その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人 ● お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

### お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル **0120-027-612** 受付: 平日9:00~17:30 (土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web **www.fujiiryoki.co.jp**  
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。  
FAX番号 **06-4793-0818**

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

使い方をお電話でサポート!

ソリエコール **0120-113-706**  
受付: 平日9:00~17:30 (土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

フジ医療器製品の消耗品・別売品は!

フジ医療器オンラインショップ  
**www.fujiiryoki.shop**



美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**

●お求めは…

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
**www.fujiiryoki.co.jp**

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2024年4月現在のものです。

24.04.3M.BQ.BD.A 注文No.1730