

# FUJIIRYŌKI

## サイバーリラックス

# CYBER-RELAX

## マッサージチェア AS-740



AS-740(BK)ブラック

## 独自機能!!

### 「極メカ2.0」搭載

## 深く、強く、広く 心地よさを極めたもみメカユニット

パワフルな2つ玉採用のもみ玉メカ「極メカ2.0」が、もみ技の強弱幅12段階&極メカモード時の幅広い範囲で施療可能。多彩なもみ技をお好みのもみ心地で体感できます。

### 17種類の自動コース

## あらゆるニーズに対応の17種類の自動コース

その日の体調や、使う人の好みに合わせて、お好みのマッサージが思いのままに選択できます。

### エアーマジック

## 独自の高度で多彩なエアーマッサージ機能

大容量・高出力のコンプレッサーを搭載し、36個のエアータグをコントロール。包み込まれる刺激と伸ばされる感覚の独自のエアーマッサージ機能です。

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。



# CYBER-RELAX AS-740

## 〈メカユニット〉極メカ2.0搭載

### 極メカ2.0

もみ技の強弱幅&極メカモード時の施療範囲を首・肩・腰だけでなく、首筋・腰尻まで幅広い範囲でマッサージが可能です。

手動時最大12段階の強弱調整ができ、お好みのマッサージをお好みの強さで体感できます。



## 17種類の自動コース搭載

### 17種類の自動コース

その日の体調や気分にあわせて、17種類の自動コースから思いのままにお好みのコースが選択できます。

- 全身【極】疲労回復コース
- 全身疲労回復コース
- 首肩【極】疲労回復コース
- 全身リフレッシュコース
- 腰【極】疲労回復コース
- 全身やすらぎコース
- 全身【極】ストレッチコース
- 首肩疲労回復コース
- 短縮コース(5分)
- 首肩リフレッシュコース
- 首肩やすらぎコース
- 全身エアークース
- 短縮コース(7分)
- 腰リフレッシュコース
- 腰やすらぎコース
- 全身ストレッチコース

\*強弱幅を広げた5種類を加えた計17種類の多彩なコース設定です。

## 〈リモコン〉ワンタッチ選択コース

シンプル操作で全身の各コースへ移行する簡単操作のワンタッチ選択コース搭載。



## 〈独自機能〉3Dポイントナビシステム<sup>プラス</sup>

独自の体形検知センサーが進化。背筋ラインを検知した後の肩位置調整幅が下部方向に約60mm広くなりました。これにより今まで対応できなかった低身長の方にも対応できます。



## 〈もみ技〉ループもみ上げ/もみ下げ/たたき・肩たたき・波ローリングなど合計59種類

もみ/たたき動作時に昇降動作を組み合わせることで、より手技に近い、広範囲に引き上げる感覚のマッサージ感を生み出します。



・ループもみ上げ



・ループたたき

肩専用の平行動作のたたきマッサージで肩筋にそったマッサージを行います。



・肩たたき

ローリング動作時にもみの半回転を組み合わせて、ソフトな感覚のマッサージを実現。



・波ローリング

## ストレッチの強弱調整

もも裏のエアバッグを2枚に増やし、より強い体感のストレッチ動作を実現。お好みの強さでストレッチマッサージをお楽しみいただけます。



## シンプルリモコン

操作性を考え、カラーでの誘導や、液晶の視認性をUPした新デザインリモコンで操作をサポートします。



## 本体デザイン

インテリアに配慮し、本体のカラーリング同色化を行いました。また流行りのアクセントステッチ採用で、さりげないお洒落感を訴求します。



## 仕様

- 本体寸法(約) : [リクライニングしていない時]  
幅750mm×奥行1,300mm×高さ1,230mm  
[リクライニング時]  
幅750mm×奥行2,040mm×高さ780mm
- 組立前最小幅寸法(約) : 680mm
- 本体質量(約) : 76kg
- 定格時間 : 30分
- 電源 : AC100V(50/60Hz)
- 消費電力 : 110W
- 医療機器認証番号 : 221AGBZX00314000  
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)
- JANコード : 4951704169233

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



## サイバーリラックス CYBER-RELAX マッサージチェア AS-740

■メーカー希望小売価格：オープン価格

美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

12.11.01.3S.IM.AB.A | 注文No.1180