

Relax Solution

あらゆる空間へ上質の癒しをお届けします。



[空港]

ターミナルの待合室やラウンジでのおもてなしとして。
サービスとしての利用やコインメニューとしての展開も可能。



[ロビー、待合室]

ホテルやショールームのラウンジなどで、
グレード感溢れるサービスとして設置。



[スポーツ施設・ジム・プール]

フィットネスクラブ・各種スポーツ施設などで
のサービスやメニューの一環として展開。



[漫画喫茶・ネットカフェ]

他店や競合施設との差別化を図るサービス
として、上質なリラクゼーションを提供。



他にもこんな場所でもご利用いただいております!!

アミューズメント施設

ホテル客室・リラクスペース

リゾート施設

温浴施設

オフィス・休憩室

スパ・エステティックサロン



ホテル客室・
リラクスペース



温浴施設



アミューズメント施設

リラクソリューション


RelaxSolution

マッサージチェア OH-660(DX)

JANコード: 4951704169288

極メカ

きわみ



独自機能!! 深く・強く・しなやかに。
手技に迫る心地よさを追究。

最大突起100mmのみみ玉&高性能32bitCPUで、
手技に迫る繊細かつ多彩なみみ心地を実現します。

首ほぐし



つかんで伸ばす
もみの新感覚

もみ玉が首筋をつかんで伸ばす。
まさに手技感覚で首まわりの血行
を促進。首や肩のハリが気になる
人に、効果的なマッサージを実現。

肩極もみ・極たたき



上部から深く、
強いコリほぐし。

上部からの深く強い刺激で肩こり
の原因といわれる増幅筋の緊張
を緩和します。

腰極もみ・極たたき



背骨両側の筋肉に
強いもみ玉の刺激。

もみ玉による背骨両側の筋肉
への刺激により、腰部の疲労や
神経痛・筋肉痛の痛みを緩和。



リラックスソリューション

RelaxSolution

マッサージチェア OH-660 (DX) JANコード:4951704169288

メーカー希望小売価格:498,000円(税込)



3Dモードマッサージ

腕全体の動きを取り入れ、
より手軽に近づくと立体的な
マッサージを実現。

338種類の マッサージ

もみ玉の基本動作
に3Dモード、エア
マッサージを組み合
わせて、合計338
種類のマッサージを
可能にしました。


3Dポイントナビ システム

一人ひとりに適した
マッサージを行うため
に、体の複雑なライン
を自動的に読み取るシ
ステムです。そのとき
の体調や習慣によって
変化する体のラインを
マッサージすることに
検知します。



グーツ伸ばして血行促進 フットストレッチ

ふくらはぎをエアでしっかりとホールドし、
下方に動いて筋肉を伸ばすストレッチ。
むくみがちな脚の血行を促進します。



独自機能 フジ医療器独自の
クロスプレス方式採用

コンパクトなコインBOX



コイン
BOX

コインタイマー設定

初期設定 100円/5分
時間:15分まで
設定変更範囲 コイン:1枚~7枚、10枚
コイン容量 800枚(100円硬貨)



リモコン

見やすく、使いやすい
リモコン。

わかりやすい表示と、使いやすい
ボタンレイアウトで高度な機能を
簡単操作。

大きくはっきりとした文字とアイコン表示

十字キーの操作で選択が簡単

主な機能	
10パターンの自動コース	もみ玉・エア強さ調節可能
スキップリピート機能	リズムカルな動き パルスモード
ほか	
極メカマッサージ	ふくらはぎマッサージ
座面マッサージ	フットストレッチ
ゆらぎマッサージ	電動リクライニング
移動用キャスター	着脱式背バット・枕
リモコンホルダー	

仕様
●本体寸法(約):オットマン収納状態/幅830×奥行1,180×高さ1,170(mm) リクライニング時/幅830×奥行1,540×高さ1,020(mm)
●リクライニング角度:120~137度 ●質量(約):78Kg
●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:110W ●定格時間:30分
●医療機器認証番号:222AGBZX00064000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

効能・効果
《あんま・マッサージの代用》
●疲労回復
●血行促進
●筋肉の疲れをとる
●筋肉のコリをほぐす
●神経痛・筋肉痛の痛みの緩和



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 医師からマッサージを禁じられている方。
 - (例) 血栓症、重度の動脈リゅう、急性静脈リゅう、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある方●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方●体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき)●皮膚に創傷のある方●急性疾患(疼痛性)のある方●骨粗しょう症の方●脊椎骨折の方●捻挫、肉離れなど炎症性の方●知覚障害の方●心臓に障害のある方●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方●背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方●貧血症の方●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方●安静を必要とする方●医師の治療を受けている方●上記以外に特に身体に異常を感じている方
 - 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

今すぐアクセス!!

携帯サイト「ここワン 富士医療器」では、毎月、富士医療器の人気商品をプレゼント!

年間プレゼント総額 100万円以上!

応募方法

- 携帯サイト「ここワン 富士医療器」にアクセス
<http://koko1.mobi/user/join.php?id=795121>
- アンケートに答えてご応募

QRコード

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
この商品の保証は日本国内でのみ有効です。
コインBOXは右側、リモコンは左側設置となります。



美と健康の総合メーカー
株式会社 富士医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口

☎ 0120-027-612

受付時間:9:00~17:30(土日祝日、年末年始を除く)

<http://www.fujiiryoki.co.jp>

パソコンからもお得なプレゼントキャンペーン
(最大30万円以上の商品!)を毎月実施中

●お求めは...

日本製

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●本カタログの記載内容は、平成22年5月現在のものです。