

見やすく使いやすい
やさしさから生まれた画面操作。

わかりやすい表示と、使いやすいボタンレイアウトで高度な簡単操作。

POINT 1

見やすい文字と
わかりやすいアイコン表示。

操作がひと目でわかるように、
ガイドの文字をアイコン化。
大きく大きい文字を採用し、
読みやすさを追求しました。



POINT 2

クイックスタートで
今すぐ「マッサージ」。

体型に合わせてクイックスタート。
異なる3タイプの身長と、
登録できるマイメモリーの
計4種類からすばやく
マッサージがはじめられます。

POINT 4

十字キーで
選択操作が簡単。

使いやすい十字キーの採用により、
さまざまな操作が簡単に行えます。

POINT 3

便利な「マイメモリー」
登録機能。

背骨のラインや
肩・腰の位置による
自分だけのコース登録が可能。

Solution Premium

ソリューションプレミアム



マッサージチェア VP-1500

JANコード：4951704169271

メーカー希望小売価格 **700,000円**(税込)

[効果・効能]

あんま、マッサージの代用

- 疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩和

- 本体寸法(約)
(オットマン収納時):幅750×奥行1,260×高さ1,200mm
(リクライニング時):幅750×奥行2,030×高さ780mm
- リクライニング角度(約):120~170度
- 質量(約):81kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:110W ●定格時間:30分
- 医療機器認証番号:220AGBZX00122A01
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

電動リクライニング

約120度~170度までリクライニングが
可能。リモコン操作でお好みの角度に、
また立ち上がりやすい角度に
調節できます。



ふくらはぎピッタリフィット機構[独自機能]

電動スライドと弾性を利用した先端スライドの2段階スライド
機構による新オットマンの長さ調節で、大柄な方もくつろいだ
姿勢のマッサージが楽しめます。



電動スライド
105mm
最大
約180mm
調節可能
先端スライド
75mm

お手入れ可能な着脱式 背パット・枕

それぞれのパーツを
取り外せるので
簡単にお手入れ
することが可能です。



オプション品(別売)



お飲物や雑誌などを
手元に置くことができます。

サイドテーブル

SKS-TS3 JANコード 4951704595926
メーカー希望小売価格 8,400円(税込)

全身 ストレッチ	ひねり マッサージ	ふくらはぎ ピッタリフィット 機構	足裏 指圧球	
極メカ マッサージ	肩くう マッサージ	手・腕 マッサージ	座面 マッサージ	腰尻 マッサージ
ふくらはぎ マッサージ	脚部 ストレッチ 3種	足裏 マッサージ	もみ・たたき 自動可変 機能	
電動 リクライニング	電動 スライド オットマン	移動用 キャスター	着脱式 背パット・ 枕	リモコン ホルダー



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 医師からマッサージを禁じられている方
(例)血栓症、重度の動脈けい、急性静脈けい、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある方●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方●体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん]倦怠、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき。)●皮膚に創傷のある方●急性疾患(疼痛性)のある方●骨粗しょう症の方●脊椎骨折の方●捻挫、肉離れなど炎症性の方●知覚障害の方●心臓に障害のある方●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方●背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方●貧血症の方●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方●安静を必要とする方●医師の治療を受けている方●上記以外に特に身体に異常を感じている方
- 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
この商品の保証は日本国内でのみ有効です。
工場出荷時の状態では、リモコンは左側に設置されています。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口

☎0120-027-612

受付時間: 9:00~17:30(土日祝日、年末年始を除く)

URL: <http://www.fujiiryoki.co.jp>

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの記載内容は、平成22年4月現在のものです。

●お求めは…



上質と本質、大胆さと優しさ、
 オーナーが求める品格と心地良さを徹底的に追求。
 味わい深い本革シート、優雅なデザインとフォルム、
 そして多彩なマッサージ機能を採用。
 それらのすべてが美しく調和することで、
 プレミアムな満足感が生まれます。



あなただけに、これまでにない感動を。

Solution Premium

マッサージチェア VP-1500

[上質牛革使用]

厳選された牛革を贅沢に使用*。
 美しさと体になじむ
 心地よさの実現は、
 本機のみ与えられた特権。
 *一部合皮

新発想

エアーマジック

41気室のエアバッグが、
 より多彩で高度なマッサージを実現。

大容量、高出力のエアコンプレッサーを採用。
 肩から背中、腰、尻、太もも、腕、ふくらはぎ、足首、
 そして足裏にセッティングされたエアバッグが、
 それぞれ独自の動きによって
 全身を心地よくマッサージします。



ツイスト/クロス

左右、そして上下別々の独立した動きが実現。
 腰とお尻のエアバッグが個々に作動し、
 心地よい腰のひねりストレッチを行います。



ツイスト

クロス



手・腕マッサージ

上1段、下2段のエアバッグを前後に配置。
 個々のエアバッグが腕を広範囲に
 じっくりとマッサージします。




座面エアーマッサージ

座面エアの持ち上げるような動きでお尻やもも裏の
 筋肉をほぐし、脚の付け根まわりの血行を促進します。




フットストレッチ

オットマンのエアがふくらはぎを押さえ、
 直線方向に動いて筋肉を伸ばす「ストレッチ」と、
 下方に動いて筋肉を伸ばす「フットストレッチ」、
 その両方を行う「ダブルストレッチ」で
 心地よさを体感できます。



極効



深く強くしなやかに。
 手技に迫る心地よさを追究。

もみ玉の形状と駆動ギアのピッチ改良で
 最大突出量は100mmに。
 高性能32bitCPUを搭載し、
 繊細で多彩なもみ技を実現しました。
 前後上下11段階の位置調節機能で、
 コリのポイントをとらえます。

首ほぐし

もみ玉が首筋をつかんで伸ばします。
 首まわりの血行促進に。



極もみ/極たたき

上部からの深い刺激で、肩コリの原因と
 言われる僧帽筋の緊張を和らげます。



腰極もみ/腰極たたき

脊髄両側の筋肉に強いもみ玉の刺激。
 腰部の疲労回復や神経痛・筋肉痛の
 緩和に効果を発揮します。



- 3Dポイントナビシステム
- 3Dモードマッサージ
- 多彩なもみ技、734種類のマッサージ